solventum

3M Health Care
diventa Solventum



Gestisci con sicurezza l'essudato abbondante scegliendo la medicazione giusta.

Valutazione comparativa dell'assorbenza nelle medicazioni superassorbenti e in quelle in schiuma.

Jackson S, Jurjevic S, Bongards C, Schuell C. Absorbency of superabsorbent vs foam dressings. EWMA 2025; Mar 26–28; Barcelona, Spain.

Osservazioni

Le lesioni croniche con elevati livelli di essudato comportano sfide significative:

- Rischio di macerazione[1]
- Frequenti cambi di medicazione non programmati[2,3]
- Aumento del disagio per il paziente[4]
- Maggiore impegno clinico e aumento dei costi[5]

Oltre le medicazioni in schiuma

Scegli le medicazioni superassorbenti 3M™ Kerramax Care™ per le ferite ad alta essudazione.



Punti chiave

Scansiona il QR code e scopri come le medicazioni Kerramax Care offrono prestazioni di assorbenza superiori rispetto a nove delle principali schiume in commercio.

Risultati

- Le medicazioni Kerramax Care superano le medicazioni in schiuma tradizionale per capacità di assorbimento e ritenzione dei liquidi.
- Le medicazioni Kerramax Care sono ideali per le ferite con livelli di essudato da moderati a molto elevati.
- Le medicazioni Kerramax Care garantiscono una ritenzione dei liquidi superiore anche sotto compressione.

Translating data into care

Le medicazioni in schiuma sono particolarmente indicate per la gestione di livelli ridotti di essudato.

Le medicazioni superassorbenti (come Kerramax Care) sono ideali per le ferite con livelli elevati di essudato.

Medicazione giusta



Livello corretto dell'essudato

=

Risultati migliori

Costi inferiori

Le medicazioni superassorbenti hanno un costo inferiore rispetto alle schiume e, grazie a una migliore assorbenza, possono ridurre le spese complessive del trattamento.

Contatta il tuo rappresentante Solventum locale per ricevere formazione e visita il sito web per ulteriori informazioni. **solventum.com**

References: 1. Milne C, Thomason H, Hughes M. Managing highly exuding wounds—removing the risk of infection. *Wounds International.* 2020;11(3):42–48. **2.** Hughes, Maria A., June Jones. A large-scale evaluation of managing moderate and highly exuding wounds in the community. *Wounds UK* 13, no. 3 (2017). **3.** Jones, June, Jo Barraud. An evaluation of Kerramax Care in the management of moderate to heavily exuding wounds. *British Journal of Community Nursing* 19, no. Sup3 (2014): S48–S53. **4.** Zhu, X., K. Ryan. When Can I Be Free From My Miserable Leg?. A Qualitative Study of Patients' Experiences of Chronic Leg Ulceration in Primary Healthcare. *Int. Arch. Nurs. Health Care* 3 (2017): 073. **5.** World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Wound exudate: effective assessment and management. *Wounds International*, 2019.

© Solventum 2026. Tutti i diritti riservati. Solventum e il logo S sono marchi commerciali di Solventum o delle sue affiliate. 3M e il logo 3M sono marchi commerciali di 3M Company. OMG2195792.

solventum

Solvenum Italy Srl
Sede legale e amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
www.solventum.com/it-it/home