

Helpommin annosteltava bulk flow-muovi

3M™ Filtek™ Bulk Fill flow-täytemateriaali on saatavilla uudessa ergonomisessa ruiskussa mahdollistaen paremman käyttömukavuuden ja helpomman annostelun. Nämä ominaisuudet helpottavat syvälle ulottuvien täytteiden tekemistä.

Vähentää ilmakuplia ja jätettä

Minimoi ilmakuplat ja materiaalin valumisen ruiskusta annostelun jälkeen antaen paremman kontrollin.

Ei enää arvailua

Ruiskun vihreä männänvarsi näyttää jäljellä olevan materiaalimäärän. Kun ruisku on tyhjä vain valkoinen painin näkyy.



Taivutettava annostelukärki

Helppo taivuttaa ilman kasaanpainumista mahdollistaen paremman ulottuvuuden.

Helppo pitää kädessä ja annostella

Kolmionmuotoinen painin mahdollistaa nopean ja helpon itselle sopivan otteen.



Edut

- Minimoi ilmakuplat ja materiaalin valumisen ruiskusta annostelun jälkeen
- Helposti taivutettava annostelukärki mahdollistaa paremman ulottuvuuden
- Ergonomisen muotoilun ansiosta helppo pitää kädessä ja annostella
- Ruiskutettava, kerrospaksuus maks. 4mm
- Alhainen kutistumisjännitys ja adaptoituu hyvin kaviteetin pohjalle

Voidaan lämmittää ja käyttää injection molding-tekniikassa

Voidaan lämmittää 70°C asteeseen asti, jopa 25 kertaa, yhteensä jopa tunniksi.



Käyttöindikaatiot

(Maksimi kerrospaksuus 4 mm)



Yksinkertaisempi taka-alueen täyte



Preparoi hammas ja annostele sopiva sidosaine esim. 3M™ Scotchbond™ Universal.



Annostele 3M™ Filtek™ Bulk Fill flow-muovi preparoituun kaviteettiin maksimissaan 4mm kerroksena ja valokoveta esim. 3M™ Elipar™ DeepCure-S valokovettimella.



Annostele päällikerrokseksi (min. 2 mm) esteettistä yleistäyttemateriaalia esim. 3M™ Filtek™ Supreme XTE tai 3M™ Filtek™ Universal ja valokoveta.

Kliiniset kuvat:
Dr. Reich, Seefeld, Germany

Tilaustiedot



3M™ Filtek™ Bulk flow-refillit

Ruiskurefillit sisältävät: 2 – 2g ruiskua; 20 annostelukärkeä.

Sävy	Tuotenumero
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal (läpikuultava)	4862U

Tuoteno.	Tuotekuvaus
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill flow-täyttemateriaalin annostelukärjet, 19-gauge (0,912mm), vihreä (20 kpl)

Referenssit

¹ Mukaanlukien okklusaalipinnan täytteet jotka eivät ole purennassa.

² Yhdistelmämuovi- ja akryylivälitkaisten korjaaminen.

³ Tilanteissa joissa vähintään puolet hampaan koronaalisesta osasta on jäljellä tukemassa kruunua