

# 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable med forbedrede appliseringsegenskaper

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmateriale er nå kommet i en ny og ergonomisk sprøyte. Designet for enklere applisering og komfort. Dette gir deg mer kontroll og nøyaktig applisering i dype kaviteter.

## Reduserer luftblærer

Reduserer porøsiteter og etterslep av materiale ved applisering, som gir deg bedre kontroll.

## Slutt å gjette

Stempelets grønne del viser den resterende mengde materiale. Når sprøyten er tom vises kun den hvite stempeldelen.



## Bøybar kanylespiss

For enklere applisering kan spissen bøyes uten å knekke.

## God å holde og applisere

Trekantet fingerplate og fingergrep gjør det enkelt å plassere sprøyten i hånden.



## Fordeler

- Reduserar luftbobler eller etterslep av materiale
- Enkelt å bøye kanylen som gir en bedre tilgang
- Ergonomisk design - god å holde og enkelt å applisere
- Rask og enkel applisering opptil 4 mm sjikt
- God adaptasjon, god slitestyrke og redusert stressoppbygging

## Kompositten kan varmes opp

Kan varmes opp til 70°C i maks. 1 time, opp til 25 ganger.



## Indikasjoner

(Kan appliseres i lag opp til 4 mm)



## Posterior fylling



Tannen prepareres og adhesiv appliseres med f.eks. 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesiv.



Appliser 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow materiale i sjikt maks. 4 mm i den preparerte kaviteten og lysherd med f.eks. 3M™ Elipar™ DeepCure S herdelampe.



Avslutt med et lag konvensjonell kompositt, minimum 2 mm f.eks. 3M™ Filtek™ Universal Fyllingsmateriale.

Klinisk foto med tillatelse av tannlege Dr. Reich, Seefeld, Tyskland.

## Bestillingsinformasjon



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flow Fyllingsmateriale Refiller  
Hver refill inneholder 2x2 g sprøyter  
20 appliseringsspisser

Farve	Varenr.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

Varenr.	Produktinformasjon
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fyllingsmateriale Appliseringsspisser 20 stk grønne