

3M™ Filtek™ Supreme Flowable er kommet med forbedrede appliseringsegenskaper


3M™ Filtek™ Supreme Flowable Fyllingsmateriale er nå kommet i en ny og ergonomisk sprøyte. Designet for enklere applisering og komfort. Dette gir deg mer kontroll og nøyaktig applisering.

Reduserer luftblærer

Reduserer porøsiteter og etterslep av materiale ved applisering, som gir deg bedre kontroll.

Slutt å gjette

Stempelets blå del viser den resterende mengde materiale. Når sprøyten er tom vises kun den hvite stempeldelen.




Bøybar kanylespiss

For enklere applisering kan spissen bøyes uten å knekke.

God å holde og applisere

Trekantet fingerplate og fingergrep gjør det enkelt å plassere sprøyten i hånden.



Fordeler

- Praktisk talt ingen luftbobler eller etterslep av materiale
- Enkelt å bøye kanylen som gir en bedre tilgang
- Ergonomisk design - god å holde og enkelt å applisere
- God adaptasjon, god slitestyrke og redusert stressoppbygging
- Dekker et bredt spekter av indikasjoner og teknikker

Kompositten kan varmes opp

Kan varmes opp til 70 °C i maks. 1 time, opp til 25 ganger.



Klinisk kasus

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Fyllingsmateriale gir en jevn overgang fra materiale til tann for estetiske restaureringer.

Foto med tillatelse av Dr. Gunnar Reich, Munich, Germany



Før



Plassering av fyllingsmateriale



Etter

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Fyllingsmateriale er enkel å applisere

Foto med tillatelse av Dr. Gunnar Reich, Munich, Germany



Før



Plassering av fyllingsmateriale



Etter

Indikasjoner

(Lagvis oppbygging 2 mm)



Class III



Class V



Minimal invasiv tannbehandling (MID)¹



Base



Liner



Reparasjon av indirekte restaureringer (små defekter)



Reparasjon²



Utfylling av undersnitt



Forsegling av pits og fissurer

Se alle indikasjoner i bruksanvisningen

Bestillingsinformasjon



3M™ Filtek™ Supreme Flowable Fyllingsmateriale

Hver refill inneholder 2x2 g sprøyter 20 appliseringsspisser

Shade	Item no.
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
Hvit	6032W
Ekstrahvit	6032XW
OpaqueA3	6032AO3

Item no.	Product info.
3700T	3M™ Filtek™ Supreme Flowable Fyllingsmateriale Appliseringsspisser grå 20 stk

Referanser

1. Inkludert okklusale overflatefyllinger som ikke er bitt.
2. Reparasjon av kompositt og akryl mellomprodukter.

