

3M™ Filtek™ Supreme Flowable, nu med förbättrade appliceringsegenskaper


3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial har nu kommit i en ny ergonomisk spruta. Designad för enklare applicering och komfort. Detta ger dig mer kontroll och lättare applicering.

Reducerar luftblåsor

Minskar porositeter och förhindrar att materialet rinner efter vid applicering, vilket ger dig bättre kontroll.

Lätt att se mängden material

Den blå delen av kolven visar återstående mängd material. När sprutan är tom visas endast den vita påtryckaren.




Böjbar kanylspets

Spetsen kan böjas utan att gå av, vilket förenklar appliceringen.

Lätt att hålla i och enkel applicering

Den trekantiga påtryckaren och fingergreppet, gör det enkelt att placera sprutan rätt i handen.



Fördelar

- Minimerar porositeter i materialet
- Enkelt att böja kanylen, vilket ger en bättre insyn
- Ergonomisk design – lätt att hålla i och enkel applicering
- God adaption, bra slitstyrka och reducerad stressupbyggnad
- Täcker ett brett spektra av indikationer och tekniker

Kompositen kan värmas upp

Kan värmas upp till 70 OC grader i en timme, upp till 25 gånger.



Kliniska fall

3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial, ger en jämn övergång från material till tand för estetiska restaureringar.

Fotos med tillåtelse av Dr. Gunnar Reich, Munich, Germany



Före



Applicering



Efter

3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial är enkel att applicera

Fotos med tillåtelse av Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italy



Före



Applicering



Efter

Indikationer

(Lagvis oppbygging 2 mm)



Klass III



Klass V



Minimalinvasiv tandbehandling (MDI)¹



Bas



Liner



Reparation av indirekta restaureringar (små defekter)



Reparation²



Uppbyggnad av underskott



Fissurförsegling

Se alla indikationer i bruksanvisningen

Beställningsinformation



3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial Refiller

Varje refill innehåller 2x2 g sprutor 20 appliceringsspetsar

FARG	ARTIKELNUMMER
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
Vit	6032W
Extravit	6032XW
OpakA3	6032AO3

Item no.	Product info.
3700T	3M™ Filtek™ Supreme Flowable fyllningsmaterial 20 st Appliseringspetsar grå

Referenser

1. Inkluderar ocklusala utfyllningar
2. Reparation av komposit- och akrylprodukter

