



3M™ RelyX™ Universal
-muovisementti

Tervetuloa yksinkertaisuus



Vain kaksi tuotetta riittää

3M™ RelyX™ Universal - muovisementtiä voi käyttää joko itsekiinnittyvänä sementtinä tai sidostettavana sementtinä yhdessä 3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosaineen kanssa.

Tämä tuoteyhdistelmä tekee lukemattomat erilaiset muovisementit, esikäsitteilyaineet ja sidosaineet kerralla tarpeettomiksi. Suorien ja epäsuorien restauraatioiden sidostaminen käy jatkossa helposti ja vaivattomasti. Kun säilytettäviä ja täydennettäviä tuotteita on vähemmän, säästät tilaa, rahaa ja aikaa.

Tehokkuus on yksinkertaista

-  Kaksi tuotetta, joilla saa kiinnitettyä käytännössä kaikki suorat ja epäsuorat sidostusindikaatit
-  Tehokkaasti itsekiinnittyvä RelyX Universal -muovisementti
-  Scotchbond Universal Plus - sidosaine parantaa sidoslujuuksia kaikille materiaaleille
-  Uusi 3M automix-ruisku
-  Ylimäärät on helppo poistaa
-  Esteettiset lopputulokset

Käänteentekevä uusi ruisku

3M:n uusi automix-ruisku parantaa käyttömukavuutta. Se on kehitetty annostelun, puhdistamisen ja säilyttämisen helpoutta silmällä pitäen. Pienikokoisesta, vähän jätettä tuottavasta 3,4 g:n ruiskusta riittää noin 15 käyttökertaan.

Ylimäärät on helppo poistaa

Tehokas viimeistä työvaihetta myöten. Ainutlaatuinen kemiallinen koostumus takaa, että ylimäärät eivät lähde valumaan hiontarajalla, ja että ne on helppo poistaa lyhyen valokovetuksen jälkeen.



Fluoresoivasta 3M™ Lava™ Esthetic-zirkoniasta valmistettu silta, joka on sementoitu itsekiinnittyvästi RelyX Universal-muovisementillä.
*Kuva: Jan Gueth, hammaslääkäri, Saksa



Vähemmän tuotteita varastossa, enemmän säästöä



Helpottaa hoitohenkilökunnan työtä

95% hammaslääkäreistä oli sitä mieltä, että RelyX Universal - muovisementin yleiskäyttöisyys auttoi pienentämään varastomääriä ja säästämään kustannuksissa.

97% hammaslääkäreistä oli sitä mieltä, että henkilöstön on helpompi käyttää yhtä yleiskäyttöistä muovisementtiä kuin useita erilaisia.

“Erittäin hygieeninen annostelujärjestelmä tuottaa vain vähän jätettä.”
M.W., Iso-Britannia***

80%

vähemmän sementtihävikkiä* uudella sekoituskärjellä.

Hygieenisempi ruisku.**
Itsesulkeutuva, säilytetään ilman sekoituskärkeä.

Pitkä ja ohut jatkokanyyli helpottaa annostelua juurikanavaan.

“Helppo käsiteltävyys ja vähän komponentteja, joten virhemahdollisuuksia on vähemmän.”
J.L., Saksa***

Entistä ergonomisempi muotoilu, ja

50%

vähemmän muovijätettä*

Erinomainen valinta sidostustoimenpiteisiin


3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosaaine on ensimmäinen röntgenopaakki universaali sidosaaine, joka sopii kaikkeen suoraan ja epäsuoraan sidostamiseen. Se on osa täysin optimoitua järjestelmää: sementti kovettaa sidosaainerakroksen, eikä valokovetusta tarvita.




Scotchbond Universal Plus -sidosaaine soveltuu esikäsiteltävineeksi kaikille materiaaleille, lasikeraamiset materiaalit mukaan lukien. Lisäksi se parantaa itsekiinnittävän sementin ennestäänkin hyvää sitoutumista esim. zirkoniaan.

Erinomaiset sidokset itsekiinnitteisenä tehostavat työskentelyä

RelyX Universal -muovisementti sitoutuu itsekiinnitteisesti käytettynä erittäin lujasti dentiiniin, joten se on luotettava valinta useimpiin käyttöindikaatioihin, eikä yleensä vaadi erillisen sidosaaineen tai esikäsiteltävineen käyttöä. Sekä valo- että kemialliskovetteiseen käyttöön.



Dentisiidoksen repäisylujuus (MPa) keinotekoisessa ikäännyttämisen jälkeen
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019



Repäisylujuus (MPa) zirkoniaan kemialliskovetteisesti.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, No 1838, 2020



Erittäin pieni jälkisensitiivisyysriski

99%

hammaslääkäreistä kertoi, että RelyX Universal -muovisementti ei aiheuta käytännössä katsoen lainkaan jälkisensitiivisyyttä.***

Luonnollista estetiikkaa neljällä fluoresoivalla värisävyllä, jotka eivät värjäänny.



Tilaustiedot

3M™ RelyX™ Universal - muovisementti

Tuotenro. Tuotetiedot

Aloituspakkaus

56968 4 kpl 3M™ RelyX™ Universal - muovisementtiruisuja, sävyt TR, A1, A3O, WO (3,4 g per ruisku), 60 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, 20 jatkokanyyliä, 1 pullo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosainetta (5 ml), 1 ruisku 3M™ Scotchbond™ Universal - etsausainetta (3 ml), 25 sinistä etsausruiskun kärkeä, 50 oranssia mikroharjaa, kuvalliset käyttöohjekortit

Kokeilupakkaukset

Jokainen kokeilupakkaus sisältää: 1 kpl 3M™ RelyX™ Universal - muovisementtiruisu (3,4 g), 15 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, 5 jatkokanyyliä, 1 pullo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosainetta (1,5 ml), 1 ruisku 3M™ Scotchbond™ Universal - etsausainetta (3 ml), 25 sinistä etsausruiskun kärkeä, 50 oranssia mikroharjaa, kuvalliset käyttöohjekortit

56969 Sävy TR 56970 Sävy A1

Refillit

Jokainen refilli sisältää: 1 kpl 3M™ RelyX™ Universal - muovisementtiruisu (3,4 g), 15 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, 5 jatkokanyyliä

56971 Sävy TR 56973 Sävy A3O

56972 Sävy A1 56974 Sävy WO

Säästöpakkaukset

Jokainen säästöpakkaus sisältää: 3 kpl 3M™ RelyX™ Universal - muovisementtiruisuja (3,4 g per ruisku), 45 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, 15 jatkokanyyliä

56977 Sävy TR 56978 Sävy A1

Sekoituskärjet

56975 30 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä

56976 15 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, mukana jatkokanyylit

3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosaine

Pullo

41293 Aloituspakkaus: 1 kpl 3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosainepullo (5 ml), 50 kertakäyttöistä mikroharjaa, 1 ruisku 3M™ Scotchbond™ Universal - etsausainetta (3 ml), 25 annostelukärkeä

Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosainepullo (5 ml)

41294 1 kpl 5 ml pulloa 41295 3 kpl 5 ml pulloa

Yksittäispakkaus

3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosaine L-Pop-yksittäispakkauksissa, 1 ruisku 3M™ Scotchbond™ Universal - etsausainetta (3 ml), 25 annostelukärkeäappliceringsspidser

41297 Aloituspakkaus: 41299 200 L-Pop-yksittäispakkausta

41298 100 L-Pop-yksittäispakkausta 41304 400 L-Pop-yksittäispakkausta

3M™ Scotchbond™ Universal Etchant - etsausgeeli

41263 2 ruiskua 3M™ Scotchbond™ Universal - etsausainetta (3 ml per ruisku), 50 annostelukärkeä



3M™ RelyX™ Universal - muovisementti, aloituspakkaus(56968)



3M™ RelyX™ Universal - muovisementti, kokeilupakkaus, TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal - muovisementti, refilli, TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosaine, refilli (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus - sidosaine, yksittäispakkaus, 100 L-Pop-yksittäispakkausta (41298)