



3M™ RelyX™ Universal
Resinsement

Si farvel til en
komplisert hverdag



To som klarer alt

3M™ RelyX™ Universal resinsement fungerer både som selvbondende sement på egenhånd og som adhesiv sement i kombinasjon med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv.

Sammen fjerner de strevet og forvirringen med flere forskjellige resinsementer, primere og adhesiver, og gjør arbeidsflyten for direkte og indirekte behandling enklere. Med færre produkter det er nødvendig å ha på lager og fylle opp, sparer du både plass, tid og penger.

Så enkelt og allikevel sterkt

-  To komponenter for nær sagt alle indirekte og direkte bonding indikasjoner
-  Unik selvbondende adhesjon av RelyX Universal resinsement
-  Scotchbond Universal Plus adhesiv forbedrer ytterligere bindingsstyrken til alle overflater
-  Unik 3M automix sprøyte
-  Hurtig og enkel fjerning av overskudd
-  Høy estetikk



BPA-derivatfri
sammensetning

Revolusjonerende sprøyte

Et egenutviklet 3M-design tar automix sementapplikasjoner til det neste nivået. Utviklet med tanke på dine behov for enkel dispensering, rengjøring og oppbevaring. Den lille, økonomiske sprøyten med 3,4 g inneholder tilstrekkelig materiale til rundt 15 applikasjoner.

Hurtig og enkel fjerning av overskudd

Effektivt til siste trinn. Den unike kjemiske sammensetningen sikrer at overskudd blir på preparasjonsgrensen, og kan enkelt fjernes etter spotbelysning.



Selverhørende sementering av 3M™ Lava™ Esthetic fluorescerende fullkontur zirconia bro; bilde av Dr. Jan Gueth, Tyskland



Mindre lagring, mer sparing



Enklere for brukere

95% av tannleger var enige i at egenskapene til RelyX Universal resinsement bidrar til å redusere lagerplass og spare kostnader.

97% av tannleger var enig i at å bruke en universal i stedet for flere resinsementer er enklere for rukerne.

“ Utmerket, hygienisk
dispensersystem
med lite avfall.”
M.W., Storbritannia***

80%

mindre svinn av sement*
med Micro blandespisser

Mer hygienisk.**
Selvlukkende for oppbevaring
uten den brukte blandespissen.

“ Enkel håndtering,
få komponenter
og derfor mindre
risiko for feil.”
J.L., Saksa***

Mer ergonomisk
utforming med
50%
mindre plastavfall*

Tynn, lang
forlengelsesspiss
for enkel applisering
i rotkanalen


Den sterke partneren for adhesive sementeringer

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv er den første radiopaque, alt-i-ett universaladhesivet for alle direkte og indirekte bonding indikasjoner. Og, det er et komplett system: adhesivet herdes av sementen, og det er ikke nødvendig med lysherding.


Scotchbond Universal Plus adhesiv fungerer som en universal primer for alle materialer inkludert glasskeramikk, og forbedrer sementens utmerkede selvbondende egenskaper til f.eks. zirconia.

Uovertruffen selvbondende adhesjon for maksimal effektivitet

Med sin enestående selvbondende bindingsstyrke til dentin, kan RelyX Universal resinsement brukes til de fleste tilfeller uten behov for ekstra adhesiv eller primer. For lys- eller selvherding.



Shear bond strength (MPa) til dentin etter kunstig aldring R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019



Shear bond strength (MPa) til zirconia. C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, No 1838, 2020



Nær sagt ingen post-operativ sensitivitet

99%

av tannleger rapporterte at RelyX Universal resin sement viser nær sagt ingen post-operativ sensitivitet***

Flott estetikk med fire
fluorescente farger



Bestillingsinformasjon

3M™ RelyX™ Universal resinsement

Varenr. Produktinformasjon

Introduksjonssett

56968 4 x 3M™ RelyX™ Universal resinsement sprøyter i fargene TR, A1, A3O, WO (3,4 g per stk.), 60 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser, 20 forlengelsesspisser, 1 flaske 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv (5 ml), 1 x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 blå dispenseringspisser, 50 oransje mikrobørster, trinn-for-trinn veiledninger

Prøvesett

Hvert prøvesett inneholder: 1 x 3M™ RelyX™ Universal resinsement sprøyte (3,4 g), 15 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser, 5 forlengelsesspisser, 1 flaske 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv (1,5 ml), 1 x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 blå dispenseringspisser, 50 oransje mikrobørster, trinn-for-trinn veiledninger

56969 Farge TR **56970** Farge A1

Refill

Hver refill inneholder: 1 x 3M™ RelyX™ Universal resinsement sprøyte (3,4 g), 15 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser, 5 forlengelsesspisser

56971 Farge TR **56973** Farge A3O

56972 Farge A1 **56974** Farge WO

Value-packs

Hver value-pack inneholder: 3 x 3M™ RelyX™ Universal resinsement sprøyter (3,4 g per stk.), 45 x 3M™ RelyX™ Universal Micro blandespisser, 15 forlengelsesspisser

56977 Farge TR **56978** Farge A1

Blandespisser

56975 30 x 3M™ RelyX™ Universal Mikro blandespisser

56976 15 x 3M™ RelyX™ Universal Mikro blandespisser med forlengelsesspisser

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv

Flaske

41293 Introduksjonssett: 1 x 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv flaske (5 ml), 50 engangsbørster, 1 x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 dispenseringspisser

Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv flaske (5 ml)

41294 1 x 5 ml flaske **41295** 3 x 5 ml flaske

Enhetsdose

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv enhetsdose, 1 x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml), 25 dispenseringspisser

41297 Introduksjonssett: 50 x unit dose **41299** 200 x unit dose

41298 100 x unit dose **41304** 400 x unit dose

3M™ Scotchbond™ Universal Etchant etsegl

41263 2 x 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant (3 ml per stk.), 50 dispenseringspisser



3M™ RelyX™ Universal
resinsement introduksjonssett
(56968)



3M™ RelyX™ Universal
resinsement prøvesett TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal
resinsement refill TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal
Plus adhesiv refill (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus
adhesiv enhetsdose 100 (41298)