



3M™ RelyX™ Universal
Resin Cement

Från komplext
till enkelt



Dessa två kan allt

3M™ RelyX™ Universal resincement fungerar både som ett fristående, självbondande cement och som ett adhesivcement i kombination med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive.

Tillsammans eliminerar de krånglet och förvirringen med flera resincement, primers och adhesiv, vilket förenklar arbetsflödet för direkta och indirekta restaurationer. Med färre produkter att ha i lager och att behöva fylla på sparar du både plats, tid och pengar.

Så enkelt men så kraftfullt

-  Två komponenter för i princip alla indirekta och direkta bondingsindikationer
-  Enastående självbondande egenskaper med RelyX Universal resincement
-  Scotchbond Universal Plus Adhesive förstärker bindingsstyrkan ytterligare till alla material
-  Unik 3M automixspruta
-  Lätt att ta bort överskott
-  Hög estetik



Revolutionerande spruta

Patentskyddad 3M-design tar automixappliceringar med cement till nästa nivå. Den har utvecklats med dina behov i åtanke för enkel applicering, rengöring och förvaring. Den lilla sprutan på 3,4 g har reducerat avfall och innehåller tillräckligt mycket material för 15 appliceringar.

Lätt att ta bort överskott

Effektivt ända till sista steget. Den unika kemin säkerställer att överskott stannar vid preparationsgränsen och enkelt kan avlägsnas efter härdning.



Självadhesiv cementering av en 3M™ Lava™ Estetisk fluorescerande och fullkontur zirkoniumdioxidkrona. Bild från Dr. Jan Gueth, Tyskland



Mindre lager, större besparingar

95 % av tandläkarna höll med om att de universella egenskaperna hos RelyX Universal resincement bidrar till att minska lagren och spara pengar.



Lättare för medarbetarna

97 % av tandläkarna höll med om att det är lättare för medarbetarna att använda En universalprodukt istället för flera resincement.

*per applicering jämfört med de vanliga automixsystem som är tillgängliga i dagsläget, **jämfört med de automixsprutor som används i dagsläget. ***Källa: Fältutvärdering i EU/USA som genomförts av 3M

“Mycket hygieniskt
dispenseringsystem
med lite avfall.”
M.W., Storbritannien***

80 %

mindre spill* med
mikroblandningsspets

Mer hygienisk.**
Självtäckande för för-
varing, utan att använda
blandningsspetsar.

“Enkel hantering,
få komponenter
och därmed färre
potentiella fel.”
J.L., Tyskland***

Mer ergonomisk form med

50 %

mindre plastavfall*

Smal, lång
förlängningsspets
för enkel
rotkanalapplicering

En stark partner för alla adhesivfall


3M™ Scotchbond™ Universal
Plus Adhesive är det första
radiopakta allt i ett
-universaladhesivet för alla
direkta och indirekta
indikationer. Dessutom är det
ett helt anpassat system:
adhesivet härdas av cementen,
så ingen ljushärdning krävs.




Scotchbond Universal Plus Adhesive
fungerar som en universalprimer för alla
material, inklusive glaskeramik, och stärker
cementens självbondande egenskaper
ytterligare vid bindning till t.ex.
zirkoniumdioxid.

Enastående självbondande förmåga för maximerad effektivitet

Med överlägsen självbondande bindningsstyrka till dentin
kan RelyX Universal resincement användas för att pålitligt
behandla de flesta fall utan behov av ytterligare adhesiv
eller primer. För ljus- eller självhärdning.



Shear bond strength (MPa) till dentin efter kunstig åldring R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel,
Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019



Shear Bond Strength vid självhärdning och bindning (MPa) till zirkoniumdioxid.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, No 1838, 2020




I princip ingen postoperativ känslighet

99 %

av tandläkarna rapporterade att RelyX Universal resincement ger
nästan ingen postoperativ känslighet***

Goda estetiska egenskaper med
fyra stabila, fluorescerande färger



Beställningsinformation

3M™ RelyX™ Universal resincement

Artikelnr	Produktinformation		
Introkit			
56968	4 sprutor med 3M™ RelyX™ Universal resincement i färgerna TR, A1, A3O, WO (3,4 g per spruta), 60 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar, 20 förlängningsspetsar, 1 flaska 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (5ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3ml), 25 blå spetsar för etsgel, 50 orangefärgade mikropenslar, stegvisa guider		
Testkit			
56969	Varje testkit innehåller: 1 spruta med 3M™ RelyX™ Universal resincement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar, 5 förlängningsspetsar, 1 flaska 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (1,5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3ml), 25 blå spetsar för etsgel, 50 orangefärgade mikropenslar, stegvisa guider		
	Färg TR	56970	Färg A1
Refiller			
Varje refill innehåller: 1 spruta med 3M™ RelyX™ Universal resincement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar, 5 förlängningsspetsar			
56971	Färg TR	56973	Färg A3O
56972	Färg A1	56974	Färg WO
Storpack			
Varje storpack innehåller: 3 sprutor med 3M™ RelyX™ Universal resincement (3,4 g per spruta), 45 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar, 15 förlängningsspetsar			
56977	Färg TR	56978	Färg A1
Blandningsspetsar			
56975	30 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar		
56976	15 3M™ RelyX™ universella mikroblandningsspetsar med förlängningsspetsar		



3M™ RelyX™ introkit med Universal resincement (56968)



3M™ RelyX™ testkit med Universal resincement TR (56969)



3M™ RelyX™ refill med Universal resincement TR (56971)



3M™ Scotchbond™ refill med Universal Plus Adhesive (41294)



3M™ Scotchbond™ unitdos med Universal Plus Adhesive 100 unitdos (41298)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

Flaska			
41293	Introkit: 1 flaska med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive (5 ml), 50 engångspenslar, 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml), 25 intraorala spetsar		
Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive flaska (5ml)			
41294	1 × 5ml flaska	41295	3 × 5ml flaska
Unitdos			
3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive unitdos, 1 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3 ml), 25 intraorala spetsar			
41297	Introkit: 50 unitdos	41299	200 unitdos
41298	100 unitdos	41304	400 unitdos

3M™ Scotchbond™ Universal etsgel

41263	2 3M™ Scotchbond™ Universal etsgel (3ml styck), 50 intraorala spetsar		
-------	---	--	--



Solventum Dental Solutions
Regus Solna, Frösunda Port
Gustav III:s Boulevard 34 169 73 Solna

För mer information, besök [Solventum.com](https://www.solventum.com)

© Solventum 2025. Solventum och S logo är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. 3M och 3M logo är varumärken som tillhör 3M. Alla andra varumärken här tillhör dess respektive ägare.