


3M™ Bair Hugger™ Plus Wärmehemden



Produktbeschreibung

Das 3M Bair Hugger Wärmehemden-System bietet eine neue Dimension der Patientenerwärmung – ein Einmal-Wärmehemd für Patienten, das während des perioperativen Prozesses sowohl Komfort bietet als auch für die klinische Wärmetherapie genutzt werden kann.

Anwendungsgebiete

Das 3M Bair Hugger Wärmehemden-System dient zur Prävention und Behandlung einer Hypothermie. Wenn Bedingungen vorliegen, unter denen dem Patienten zu warm oder zu kalt sein könnte, kann das Wärmemanagementsystem auch für den thermischen Komfort des Patienten genutzt werden. Das Wärmemanagementsystem kann bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt werden. Alle Wärmehemden-Modelle können sowohl prä-, intra- als auch postoperativ eingesetzt werden.

Eigenschaften

Weiches Material ohne Naturlatex für grösseren Patientenkomfort

- Weiches Material ohne Naturlatex für grösseren Patientenkomfort
- Zwei verschiedene Schlauchanschlüsse für Bair Hugger Wärmeeinheiten der Serien 700 und 875
- Verschiedene Grössen erhältlich, für eine optimale Bedeckung und Schutz der Intimsphäre des Patienten
- Anwenderfreundliche Wärmetherapie – die Bair Hugger Wärmeeinheit kann entweder am Kopf- oder Fußende des Patienten positioniert werden
- Prä- und postoperativ besteht die Möglichkeit den Patienten die optimale Wärmezufuhr mittels Fernbedienung selbstständig regeln zu lassen
- Hält Patienten warm, behaglich und bedeckt: Verbessert somit die Patientenzufriedenheit

Hinweise

- Anzuwenden mit Bair Hugger Geräten der Serien 700 und 875
- Die Wärmehemden sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Grösse	Abmessung	Stk./Pkg.
81102	Wärmehemd Plus	Small	111 cm lang, 140 cm Umfang	20
81002	Wärmehemd Plus	Standard	130 cm lang, 163 cm Umfang	30
81202	Wärmehemd Plus	X-Large	130 cm lang, 310 cm Umfang	20
81501	Pädiatrisches Wärmehemd		84 cm lang, 101 cm Umfang	20