

El composite fluido para obturación en bloque más fácil de inyectar

El composite 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido está disponible en una nueva jeringa ergonómica, diseñada para mejorar la comodidad y facilitar la inyección. Esto le proporciona mayor control y visibilidad para una aplicación precisa en restauraciones profundas.

Reducción de burbujas y desperdicios

Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material durante la dispensación, lo que proporciona un mayor control.

Adiós a la incertidumbre

El vástago verde de la jeringa indica el volumen de material restante. Cuando la jeringa esté vacía, solo será visible el émbolo blanco.



Cánula flexible

Se flexiona fácilmente sin torcerse para facilitar el acceso.

Fácil de manejar e inyectar

A placa triangular e o êmbolo tornam mais rápida e fácil a aderência ao dedo.



Ventajas clave

- Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material
- La cánula se flexiona fácilmente para facilitar el acceso
- Diseño ergonómico que facilita el manejo y la inyección
- Aplicación inyectable en un solo paso en incrementos de hasta 4mm
- Adaptación excelente y bajo estrés de contracción

Puede calentarse para la técnica de composite inyectado

Se puede calentar hasta 70°C durante un periodo de hasta una hora, como máximo 25 veces.



Indicaciones

(Incrementos de hasta 4mm)



Restauraciones simplificadas en el sector posterior



Prepare el diente y aplique un adhesivo, p. ej., adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal.



Dispense hasta 4 mm de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido en la cavidad preparada y polimerice, p. ej., con la lámpara de fotopolimerización LED 3M™ Elipar™ DeepCure-S.



Aplique una capa de 2mm de espesor (como mínimo) de un composite estético, por ejemplo 3M™ Filtek™ Universal Restorative, y polimerice.

Fotografías clínicas cortesía del Dr. Reich, Seefeld (Alemania)

Información para pedidos



Reposiciones de composite 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido

Las reposiciones incluyen: 2 jeringas de 2g; 20 puntas dispensadoras.

Tono	Ref.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

Ref.	Información de producto
3740T	Puntas dispensadoras de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido, (20 unidades)



1. Incluidas pequeñas restauraciones oclusales no sometidas a carga.
2. Restauraciones en provisionales confeccionados con resina acrílica o bisacrílica.
3. En casos en los que aún este presente por lo menos la mitad de la estructura coronal del diente para proporcionar apoyo estructural para la corona.



Solventum | Dental Solutions
Juan Ignacio Luca de Tena,
19-25, 28027 Madrid. España
Teléfono 91 321 6000

Para más información, visite
Solventum.com/es-es/home/

© Solventum 2025. Solventum y el logo S son marcas de Solventum o sus afiliados. 3M y el logo 3M son marcas registradas de 3M. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus correspondientes propietarios.