

Nuestro composite fluido más popular es ahora más fácil de inyectar

El composite fluido 3M™ Filtek™ Supreme XTE está disponible en una nueva jeringa ergonómica. Diseñado para mejorar la comodidad y facilitar la inyección, este nuevo producto se llama ahora 3M™ Filtek™ Supreme Fluido.

Reducción de burbujas y desperdicios

Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material durante la dispensación, lo que proporciona un mayor control.

Adiós a la incertidumbre

El vástago azul de la jeringa indica el volumen de material restante. Cuando la jeringa esté vacía, solo será visible el émbolo blanco.



Cánula flexible

Se flexiona fácilmente sin torcerse para facilitar el acceso.

Fácil de manejar e inyectar

La placa para los dedos y el émbolo triangulares le permiten personalizar su agarre con facilidad y rapidez.



Ventajas clave

- Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material
- La cánula se flexiona fácilmente para facilitar el acceso
- Diseño ergonómico que facilita el manejo y la inyección
- Adaptación, retención del pulido y resistencia al desgaste excelentes
- Versatilidad para una amplia gama de indicaciones y técnicas

Puede calentarse para la técnica de composite inyectado

Se puede calentar hasta 70°C durante un periodo de hasta una hora, como máximo 25 veces.



Casos clínicos

3M™ Filtek™ Supreme Fluido ofrece una transición suave del material al diente para lograr restauraciones estéticas.

Fotografías cortesía del Dr. Gunnar Reich, Múnich (Alemania)



Antes

Aplicación del composite fluido

Después

3M™ Filtek™ Supreme Fluido se adapta fácilmente y sella el margen.

Fotografías cortesía del Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia (Italia)



Antes

Aplicación del composite fluido

Después

Indicaciones

(Incremento hasta 2 mm)



Clase III



Clase V



Odontología mínimamente invasiva (OMI)¹



Base en rest. directas



Base cavitaria



Reparación de rest. indirectas (pequeños defectos)



Reparaciones²



Bloqueo de zonas retentivas



Sellador de fosas y fisuras

Consulte las instrucciones de uso para la lista completa de indicaciones.

Información para pedidos



Reposiciones de composite 3M™ Filtek™ Supreme Fluido

Las reposiciones incluyen: 2 jeringas de 2 g; 20 puntas dispensadoras.

Tono	Ref.
A1	6032A1
A2	6032A2
A3	6032A3
A3.5	6032A3.5
A4	6032A4
B1	6032B1
B2	6032B2
C2	6032C2
D2	6032D2
Blanco	6032W
Extrablanco	6032XW
OA3	6032AO3

Ref. Información de producto.

3700T

Puntas dispensadoras de 3M™ Filtek™ Supreme Fluido, grises (20)



1. Incluidas pequeñas restauraciones oclusales no sometidas a carga.
2. Restauraciones en provisionales confeccionados con resina acrílica o bisacrílica.