

## Agora o nosso mais popular fluido é mais fácil de aplicar


O compósito fluido 3M™ Filtek™ Supreme está disponível numa nova seringa ergonómica. Concebida para melhorar o conforto e facilitar a injeção, este novo produto é denominado 3M™ Filtek™ Supreme Fluido.

### Reduz as bolhas e o desperdício

Praticamente nenhuma bolha ou material “run-on” durante a distribuição dá-lhe um melhor controlo.

### Adeus à incerteza

O corpo da seringa azul indica o volume restante do material. Quando a sua seringa está vazia, só aparece o êmbolo branco.



### Cânula dobrável

Fácil de dobrar para um melhor acesso.

### Fácil de segurar e injetar

A placa triangular e o êmbolo tornam mais rápida e fácil a personalização da sua aderência.



## Principais benefícios

- Praticamente nenhuma bolha ou material “run-on”
- Cânula fácil de dobrar para um melhor acesso
- O design ergonómico é fácil de segurar e injetar
- Excelente adaptação, retenção de polimento e resistência ao desgaste
- Versátil para uma vasta gama de indicações e técnicas


## Pode ser aquecido para moldagem por injeção

Aqueça até 70°C durante um máximo de uma hora, até 25 vezes.



## Casos clínicos

O compósito 3M™ Filtek™ Supreme Fluido oferece uma transição suave do material para o dente para restaurações estéticas.



Antes de Colocação do Fluido Depois de

Fotos gentilmente cedidas pelo Dr. Gunnar Reich, Munique, Alemanha

O compósito Filtek Supreme Fluido adapta-se facilmente e sela as margens.



Antes Colocação do Fluido Depois de

Fotos gentilmente cedidas pelo Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Itália

## Indicações

(graduais até 2 mm)



Classe III



Classe V



Odontologia minimamente invasiva (OMI)<sup>1</sup>



Base em rest. direta



Liner



Reparação de rest. indiretas (pequenos defeitos)



Reparações<sup>2</sup>



Bloqueador de undercut



Selante de fossas e fissuras

Consulte as instruções de utilização para saber a lista completa de indicações.

## Como realizar um pedido



### Recargas 3M™ Filtek™ Supreme Fluido

As recargas das seringas incluem: 2 seringas de 2 g; 20 pontas de distribuição.

| Tonalidade   | Ref.     |
|--------------|----------|
| A1           | 6032A1   |
| A2           | 6032A2   |
| A3           | 6032A3   |
| A3,5         | 6032A3,5 |
| A4           | 6032A4   |
| B1           | 6032B1   |
| B2           | 6032B2   |
| C2           | 6032C2   |
| D2           | 6032D2   |
| Branco       | 6032W    |
| Branco Extra | 6032XW   |
| OA3          | 6032AO3  |

| Ref.  | Informação sobre o produto                                       |
|-------|--|
| 3700T | Pontas de aplicação do 3M™ Filtek™ Supreme Fluido, cinzento (20) |

1. Incluindo pequenas restaurações oclusais que não suportam tensão.
2. Reparação de resina acrílica temporária e composta.tymczasowych.