



Uniwersalny materiał kompozytowy

Filtek™ Universal

Twoje wypełnienie

Twój kompozyt

Twój dzień

Uniwersalnie prostszy



8 kolorów, 1 uniwersalna opakerowość

Nie może być prościej

Efektywność w pracy jest ważna, szczególnie kiedy codzienny grafik jest bardzo napięty.

Z tego powodu większość stomatologów w 80% przypadków odbudowy bezpośredniej stosuje jeden odcień kompozytu*. 3M znalazło na to rozwiązanie – 3M Filtek Universal – uniwersalny materiał kompozytowy.


Uprość wybór koloru!

Tylko 8 specjalnie zaprojektowanych odcieni oraz kolor Extra White (XW), pokrywają 19 kolorów klasycznych i wybielanych z kolornika VITA. Dodatkowo każdy z odcieni Filtek Universal posiada jedną uniwersalną opakerowość, która sprawdza się w większości przypadków klinicznych.

- Technologia Natural Match składająca się z nanowypełniacza oraz monomerów o obniżonym poziomie skurczu i naprężeń pozwala osiągnąć estetyczne wypełnienia używając tylko jednego odcienia, który adaptuje się z naturalnymi tkankami zębów
- Fluorescencyjne pigmenty pozwalają osiągnąć naturalny wygląd uzupełnień
- Technologia wypełniaczy 3M – zwiększając nieprzepuszczalność promieni co ułatwia identyfikację kompozytu na zdjęciach RTG

*Dane wewnętrzne 3M

8 dostępnych kolorów



Ulepszenia, takie jak kolor Extra White (XW) i Pink Opaquer (PO) pomagają zapewnić doskonałą estetykę w wyjątkowych sytuacjach

Extra White dla wszystkich pacjentów, którzy wybielają zęby



Pink Opaquer (PO)

Ukryj ciemne przebarwienia, które psują estetykę Twoich uzupełnień. Pink Opaquer skutecznie zamaskuje metal i przebarwione zęby.




A1 shade


Nowa klasa uniwersalnego kompozytu

Wypełnienia od momentu zakończenia leczenia narażone są na żucie, szczotkowanie i ścieranie. Wytrzymałość kompozytu jest ważna, dlatego podnieśliśmy poprzeczkę. Połączyliśmy dwie sprawdzone technologie, które teraz pierwszy raz występują w jednym uniwersalnym kompozycie.

Monomery o niskim poziomie naprężenia



Zastosowane pierwszy raz w naszym kompozycie typu bulk fill, pomagają chronić wypełnienia przed problemami spowodowanymi przez skurcz i stres polimeryzacyjny.



PRAWDZIWA nanotechnologia 3M

Zapewnia długotrwałe zachowanie połysku oraz znacząco zwiększa odporność na zużycie.

Nanoklaster powiększony 100 tys. razy. Zdjęcie SEM dzięki uprzejmości Dr. J. Perdigão z Uniwersytetu w Minnesocie (USA).

Przewodnik wyboru koloru

Jeżeli odcień VITA to...	...wybierz ten odcień 3M™ Filtek™ Universal*							
Extra White (XW)	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	D3



Nowy podajnik do kapsułek z możliwością podgrzewania

Teraz 3M Filtek Universal w kapsułkach można bezpiecznie podgrzewać a następnie zaaplikować, dzięki nowemu podajnikowi do kapsułek od 3M.

Zalety podgrzewania Filtek Universal:

- Właściwości fizyczne podgrzanego kompozytu nie zmieniają się
- Podgrzany kompozyt przenosi minimalną ilość ciepła do miazgi
- Kapsułki można podgrzewać do 70°C (przez 1 godz.)
- Do wyciśnięcia materiału z ogrzanej kapsułki użyjesz o 75-80% mniej siły
- Ułatwione modelowanie materiału



Najważniejsze właściwości:

- Uproszczony wybór koloru – 8 specjalnie zaprojektowanych odcieni pokrywa większość potrzeb Twoich pacjentów
- Uniwersalna opakerowość, dla bardziej naturalnego wyglądu wypełnienia
- Extra White (XW) do zębów wybielanych
- Fluorescencyjne pigmenty nadają wypełnieniom naturalnie estetyczny wygląd
- Pink Opaquer, do łatwiejszego maskowania przebarwień
- Nanotechnologia 3M dla prostszego polerowania, którego efekt pozostaje widoczny na długi czas
- Zastrzeżone monomery o niskim poziomie naprężenia, zwiększają odporność na pękanie
- Zwiększona nieprzepuszczalność promieni w celu łatwiejszej identyfikacji na zdjęciach RTG
- Kapsułki można bezpiecznie podgrzewać – 3M™ Filtek™ Universal w kapsułkach może być bezpiecznie podgrzewany*

*Sprawdź instrukcję użycia

Wskazania:


- Bezpośrednie uzupełnienia w odcinku przednim i bocznym (w tym powierzchnie okluzyjne)
- Odbudowa zrębu zęba
- Szynowanie
- Pośrednie uzupełnienia, w tym: Inlay, Onlay i licówki



Oferta handlowa:

3M™ Filtek™ Universal

Nr kat.	Informacja o produkcie	
6575CK	3M Filtek Universal, zestaw wprowadzający w kapsułkach Zestaw zawiera 80 kapsułek po 0,2 g każda w kolorach A1 x20, A2 x20, A3 x20, A3.5 x20 oraz opakowanie 10 kapsułek po 0,2 g każda w kolorze Pink Opaquer(PO); przewodnik techniczny, instrukcję użycia	
6570SK	3M Filtek Universal uniwersalny materiał kompozytowy, zestaw wprowadzający, Strzykawki Zestaw zawiera 5 strzykawek po 4g każda w kolorach A1,A2,A3,A3.5 i Pink Opaquer; przewodnik techniczny; instrukcję użycia	
Uzupełnienie	Nr kat.	Nr kat.
KOLOR	Strzykawka	Kapsułki
A1	6570A1	6575A1
A2	6570A2	6575A2
A3	6570A3	6575A3
A3.5	6570A3.5	6575A3.5
A4	6570A4	6575A4
B1	6570B1	6575B1
B2	6570B2	6575B2
D3	6570D3	6575D3
XW—Extra White	6570XW	6575XW
PO—Pink Opaquer	6570PO	6575PO
UZUPEŁNIENIA STANDARDOWE:	1 opakowanie 20 kapsułek po 0,2 g każda	strzykawka 4 g
PINK OPAQUER (PO):	1 opakowanie 10 kapsułek po 0,2 g każda	strzykawka 4 g



Do każdego opakowania uzupełnień lub zestawów dołączona jest instrukcja użycia i przewodnik techniczny produktu.



Dowiedz się więcej,
odwiedź Solventum.com/pl-pl