


Esthetisch door vier kleuren met een natuurlijke fluorescentie



Bestelinformatie

3M™ RelyX™ Universal Composietcement

Artikelnr.	Productinformatie		
Intro Kit			
56968	4 spuiten 3M™ RelyX™ Universal Composietcement in de kleuren TR, A1, A3O, WO (elk 3,4 g), 60 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 20 endotips, 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 blauwe etstips 50 oranje microbrushes, stap-voor-stap gebruiksaanwijzingen		
Trial Kits			
Elke trial kit bevat: 1 spuit 3M™ RelyX™ Universal Composietcement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 5 endotips, 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (1,5 ml), 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 blauwe etstips 50 oranje microbrushes, stap-voor-stap gebruiksaanwijzingen			
56969	Kleur TR	56970	Kleur A1
Refills			
Elke refill bevat: 1 spuit 3M™ RelyX™ Universal Composietcement (3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 5 endotips			
56971	Kleur TR	56973	Kleur A3O
56972	Kleur A1	56974	Kleur WO
Value Packs			
Elke value pack bevat: 3 spuiten 3M™ RelyX™ Universal Composietcement (elk 3,4 g), 45 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips 15 endotips			
56977	Kleur TR	56978	Kleur A1
Mengtips			
56975	30 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips		
56976	15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mengtips met endotips		

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief

Flesje			
41293	Intro Kit: 1 flesje 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief (5 ml), 50 wegwerpborsteltjes, 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 doseertips		
Refill: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief flesje (5 ml)			
41294	1 flesje van 5 ml	41295	3 flesjes van 5 ml
Single-Unit Dose			
3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief Single-Unit Dose verpakkingen voor éénmalig gebruik. 1x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (3 ml), 25 doseertips			
41297	Intro Kit: 50x Single-Unit Dose	41299	200x Single-Unit Dose
41298	100x Single-Unit Dose	41304	400x Single-Unit Dose

3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel

41263	2x 3M™ Scotchbond™ Universal Etsmiddel (elk 3 ml), 50 doseertips
-------	--



solventum

3M™ RelyX™ Universal Composietcement

Weg met de complexiteit



solventum

Solventum Dental Solutions
Netherlands
E: infodental.nl@solventum.com
Web: go.solventum.com/dutch

Voor meer informatie,
ga naar go.solventum.com/dutch

© Solventum 2026. Solventum en het S-logo zijn handelsmerken van Solventum of diens dochterondernemingen. 3M en het 3M-logo zijn handelsmerken van 3M. Alle andere hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

De combinatie die alles aankan

3M™ RelyX™ Universal Composietcement werkt zowel als afzonderlijk zelfhechtend cement, als adhesief cement in combinatie met 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief.

Deze combinatie van producten maakt een einde aan de onduidelijkheid en keuzestress tussen alle beschikbare composietcementen, primers en adhesieven. Samen vereenvoudigen ze de workflows voor uw directe en indirecte restauraties. U hoeft bovendien minder producten op voorraad te hebben en aan te vullen, waardoor u ruimte, tijd en geld bespaart.

Eenvoudig maar toch heel krachtig

- Twee componenten voor vrijwel iedere directe en indirecte cementeerindicatie
- Uitstekende zelfhechtende werking van RelyX Universal Composietcement
- Scotchbond Universal Plus Adhesief verhoogt de hechtsterkte aan ieder oppervlak
- Unieke 3M-automix-spuut
- Eenvoudig overmaat verwijderen
- Zeer esthetisch



Zonder BPA-derivaten



Minder voorraad, meer besparen



Eenvoudiger in gebruik

95% van de tandartsen is het ermee eens dat het universele karakter van 3M™ RelyX™ Universal Composietcement helpt om de benodigde voorraad te verkleinen en kosten te besparen.

97% van de tandartsen is het ermee eens dat één universeel composietcement gebruiken, in plaats van meerdere composietcementen, eenvoudiger is voor medewerkers in de praktijk.

Revolutionaire spuit

Dit 3M-ontwerp is de nieuwste innovatie op het gebied van automixcementoepassingen, ontwikkeld voor eenvoudig aanbrengen, reinigen en bewaren. De kleine, duurzame doseerspuit van 3,4 g bevat voldoende materiaal voor ongeveer 15 behandelingen.

Eenvoudig verwijderen van overmaat

Efficiënt tot de laatste stap. Dankzij de unieke samenstelling blijven uitgevloeiende resten bij de marginale randen van de restauratie zitten, zodat ze eenvoudig kunnen worden verwijderd na tack-curing.



Zelfhechtend cementeren van een 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour zirkonium brug; Afbeelding met dank aan Dr. Jan Gueth, Duitsland

“Uitstekend, hygiënisch doseersysteem met weinig verspilling.”
M.W., Groot-Brittannië***

80% minder cementverspilling* met micro-mengtip



Hygiënischer.**
Zelfsluitende doseerspuit voor opslag zonder gebruikte mengtip.


Smalle, lange verlengtip voor eenvoudig aanbrengen in het wortelkanaal

“Eenvoudig in het gebruik, weinig componenten en dus minder kans op fouten.”
J.L., Duitsland***

Ergonomische ontwerp met **50%** minder plastic afval*

Uitstekende zelfhechtende werking voor maximale efficiëntie


Dankzij de superieure hechtsterkte aan dentine kan RelyX Universal Composietcement bij de meeste behandelingen worden gebruikt zonder extra adhesief of primer. Werkt zowel lichtuithardend als zelfuithardend.



De sterke partner voor adhesieve toepassingen

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief is het eerste radiopake, universele adhesief voor alle directe en indirecte cementeerindicaties. Het systeem is volledig op elkaar afgestemd: het adhesief wordt uitgehard door het cement, dus lichtharding is niet nodig.

Scotchbond Universal Plus Adhesief kan worden gebruikt als universele primer voor ieder materiaal waaronder glaskeramiek. Daarnaast vergroot het de uitstekende zelfhechtende werking van het cement, bijvoorbeeld bij zirkonium.



Vrijwel geen postoperatieve gevoeligheid

99% van de tandartsen geeft aan dat RelyX Universal Composietcement vrijwel geen postoperatieve gevoeligheid veroorzaakt.***

* Per toepassing in vergelijking met de huidige beschikbare standaard automix-systemen; ** In vergelijking met de huidige gebruikte automixspuiten; *** Bron: Praktijkevaluatie in EU/VS uitgevoerd door 3M