

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Mehr als nur eine starke Haftung



Mit 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv erreichen Universaladhäsive die nächste Entwicklungsstufe. Das Produkt bietet die Vorteile des Originals 3M™ Scotchbond™ Universal Adhäsiv kombiniert mit noch besserer Kontrolle und Vorhersagbarkeit – weil ein gutes Adhäsiv mehr als nur eine starke Haftung bieten sollte.

Aus exzellent...

Basiert auf dem klinisch bewährten und weltweit am besten untersuchten Universaladhäsiv

-  **Alle direkten und indirekten Indikationen**
Kompatibel mit licht-, selbst- und dualhärtenden methacrylatbasierten Kompositen und Zementen
-  **Alle Ätztechniken**
Etch-and-Rinse, Selbstätzend, selektive Schmelzätzung
-  **Haftet an allen Restaurationsmaterialien**
ohne zusätzliche Primer
-  **Verfügbar in Flasche und Single-Use-System**
Für ein effizientes Hygienemanagement
-  **Verursacht nahezu keine postoperativen Sensitivitäten**
Feldstudie ergab:

99%

der Zahnärzte gaben an, dass 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv nahezu keine postoperativen Sensitivitäten verursacht*

...wird außergewöhnlich

Optimierte Formulierung für einzigartige Eigenschaften:

-  **Erstes radiopakes Universaladhäsiv**
reduziert das Risiko von Fehldiagnosen und invasiver Überbehandlung
-  **Haftung an und Versiegelung von remineralisierbarem Dentin**
für den maximalen Erhalt natürlicher Zahnhartsubstanz und die Umsetzung minimalinvasiver Präparationsrichtlinien
-  **Haftung auf Goldstandard-Niveau**
an Zahn und Restaurationsmaterialien inklusive Glaskeramik ohne zusätzliche Primer
-  **Vollständige Kompatibilität mit dual und selbsthärtenden Kompositen**
ohne Dualhärtungsaktivator
-  **BPA-freie Formulierung**
Enthält keine BPA-Derivate wie Bis-GMA
-  **Vollständig aufeinander abgestimmtes System mit 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit**
Exzellente Haftfestigkeit bei nahezu allen Indikationen für dualhärtende Befestigungskomposite. Aushärtung des Adhäsivs durch RelyX Universal Befestigungskomposit




Formulierung frei von BPA-Derivaten



*Feldstudie mit 309 teilnehmenden Zahnärzten und mehr als 20.000 Anwendungen

Jetzt mit Röntgenopazität

Durchschnittlich sehen Zahnärzte täglich eine nicht eindeutig interpretierbare Röntgenaufnahme mit einem radioluzenten Bereich unter einer bestehenden Restauration. Dies könnte zu einer Fehldiagnose und invasiven Überbehandlung führen. 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv ist das erste radiopake Universaladhäsiv mit dentinähnlicher Röntgenopazität, das zur Lösung dieses Problems beiträgt.



“ Ansammlungen eines radioluzenten Adhäsivs unter einer Restauration verdoppeln die Wahrscheinlichkeit ihres Austauschs.”

- Dr. John O. Burgess, Universität Alabama, USA

Bewusst herbeigeführte Adhäsivansammlung unter Klasse-I-Restaurationen – Röntgenaufnahmen extrahierter menschlicher Molaren, Füllungsmaterial 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Komposit.
Interne Daten von 3M, H. Loll *et al.*, *J. Dent. Res.* 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020

Bestellinformationen

Art.-Nr. Produktinformation

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv – Flasche

41293	Intro Kit Flasche 1 Flasche à 5ml, 50 Einweg-Pinsel, 1 Spritze Ätzel à 3 ml, 25 Applikationskanülen
41294	Refill Flasche – 1 x 5 ml
41295	Value Pack Flasche – 3 x 5 ml
41263	3M™ Scotchbond™ Universal Ätzel 2 Spritzen à 3 ml, 50 Applikationskanülen



Flasche
mit glatter, ebener Oberfläche –
Verunreinigungen leicht zu
entfernen

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv – Single-Use

41297	Intro Kit Single-Use 50 L-Pop, 1 Spritze Ätzel à 3 ml, 25 Applikationskanülen
41298	Single-Use 100 L-Pop 100 L-Pop, 1 Spritze Ätzel à 3 ml, 25 Applikationskanülen
41299	Single-Use 200 L-Pop 200 L-Pop, 1 Spritze Ätzel à 3 ml, 25 Applikationskanülen
41304	Single-Use 400 L-Pop 400 L-Pop, 1 Spritze Ätzel à 3 ml, 25 Applikationskanülen



Single-Use-System
für ein effizientes Hygiene-
Management – reduziert das
Risiko einer Kreuzkontamination

 solventum

Weitere Informationen, finden Sie auf unserer
Website: solventum.com/de-de

Deutschland
ESPE Platz
D-82229 Seefeld

Schweiz
Eggstr. 91
CH-8803 Rüschlikon

Österreich
Euro Plaza 4
Am Europlatz 2
A-1120 Wien

E-Mail für alle 3 Länder: info-dental@solventum.com

© Solventum 2026. Solventum und das S logo sind eingetragene Marken von Solventum oder ihrer Tochtergesellschaften. 3M und das 3M Logo sind Marken von 3M.