

3M™ Scotchbond™ Universal Plus

l'adhésif par excellence



L'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus fait évoluer la gamme des adhésifs universels. Il conserve tous les avantages de l'adhésif original 3M™ Scotchbond™ Universal, le premier adhésif véritablement universel, tout en offrant un contrôle et une prévisibilité accrus, car un bon adhésif devrait offrir bien plus qu'une forte adhésion.

D'excellent...

Basé sur l'adhésif universel le plus reconnu au monde, cliniquement prouvé.

-  **Pour toutes les indications en restauration directe et indirecte**
Pour tous les ciments / composites à base de méthacrylate, en modes photopolymérisation, autopolymérisation ou polymérisation duale
-  **Toutes les techniques de mordançage**
Mordançage total, automordançage et mordançage sélectif de l'émail
-  **Adhère à tous les matériaux de restauration**
Nul besoin d'utiliser de primers séparés
-  **Disponible en flacon et en unidose**
Pour le respect des mesures d'hygiène
-  **Quasiment pas de sensibilité postopératoire**

D'après une évaluation clinique :

99%

des dentistes ont déclaré que l'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus ne présente pratiquement aucun risque de sensibilité postopératoire.*

...à exceptionnel

Formule soigneusement optimisée pour obtenir des caractéristiques uniques.

-  **1^{er} adhésif universel radio-opaque**
Diminution du risque de surtraitement invasif et d'erreur de diagnostic lors de la radiographie
-  **Scelle et adhère à la dentine affectée par les caries**
Optimisation de la préservation de la structure dentaire naturelle, grâce à des recommandations de préparation peu invasives
-  **Référence en matière d'adhésion pour tous les substrats dentaires** y compris les vitrocéramiques
-  **Parfaitement compatible avec les produits de prise dual**
Nul besoin d'un activateur dual supplémentaire
-  **Formule sans Bisphénol A**
Ne contient pas de dérivés de BPA comme le Bis-GMA
-  **Système parfaitement aligné avec le ciment-composite de collage 3M™ RelyX™ Universal**
L'adhésif est polymérisé sous l'action du ciment-composite de collage 3M™ Relyx™ Universal, pas besoin de photopolymérisation




Formule sans dérivés de Bisphénol A



*Évaluation clinique avec 309 dentistes et plus de 20 000 applications

Une radio-opacité accrue

En moyenne chaque jour, les dentistes examinent au moins une radiographie difficile à interpréter du fait de la radiotransparence sous une prothèse existante. Cela peut conduire à des erreurs de diagnostic et à des surtraitements invasifs. En tant que 1er adhésif universel dont la radio-opacité est proche de celle de la dentine, l'adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus permet de surmonter ces problèmes.



“ L'accumulation d'adhésifs radiotransparents sous une prothèse double le risque de remplacement de la prothèse.”

- Dr. John O. Burgess, Université d'Alabama, États-Unis

Accumulation intentionnelle d'adhésifs dans le cadre de restaurations de classe I – Radiographies de molaires humaines extraites, matériau composite 3M™ Filtek™ One. Données internes 3M, H. Loll *et al.*, *J. Dent. Res.* 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020

Informations de commande

Référence Article Informations produit

3M™ Scotchbond™ Universal Plus, Adhésif – Flacon

41293	Kit d'introduction - Flacon 1 flacon de 5 ml, 50 pinceaux jetables, 1 seringue de 3 ml de gel de mordançage, 25 embouts
41294	Réassort flacon – 1 x 5 ml
41295	Pack économique flacon – 3 x 5 ml
41263	3M™ Scotchbond™ Universal Etchant, Gel de mordançage 2 seringues x 3 ml, 50 embouts

3M™ Scotchbond™ Universal Plus, Adhésif – Unidose

41297	Kit d'introduction - Unidose 50 unidoses L-Pop, 1 seringue de gel de mordançage de 3 ml, 25 embouts
41298	Unidose 100 100 unidoses L-Pop, 1 seringue de gel de mordançage de 3 ml, 25 embouts
41299	Unit Dose 200 200 L-Pop, 1 Etchant Syringe 3ml, 25 Dispensing Tips
41304	Unidose 400 400 unidoses L-Pop, 1 seringue de gel de mordançage de 3 ml, 25 embouts



Flacon avec une surface lisse et homogène, pour nettoyer facilement les excès de produit



Unidose pour le respect des mesures d'hygiène – réduit le risque de contamination croisée



Pour plus d'informations, visitez le site go.solventum.com/belgium