



Cavilon™

Skin Care Solutions

3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

Proteção potente para pele periestomal.



Oferece proteção e prevenção para o cuidado dos estomas.

A segurança da bolsa é essencial para a gestão bem-sucedida do estoma; o que pode ser difícil, ou até mesmo impossível, quando a pele se encontra lesionada. Isso pode ocorrer sempre que a pele é exposta a umidade e produtos irritantes.¹ A dermatite irritante (conhecida como LPAH periestomal) representa 70% de todas as complicações periestomais,¹ com as lesões a variar desde irritações ligeiras a erosão grave.²

A fórmula exclusiva de Protetor Cutâneo Avançado Cavilon ajuda a:



Criar uma barreira altamente durável³ concebida para resistir a produtos irritantes corrosivos, incluindo fezes líquidas.



Aderir à pele molhada, exsudativa e danificada⁴ criando um ambiente que permite a cicatrização¹ e a aderência da bolsa.



Eliminar a necessidade de morosas técnicas de formação de crostas.



Ileostomia com lesão periestomal grave.

3M™ Cavilon™ Protetor Cutâneo Avançado


Cavilon™ Protetor Cutâneo Avançado pode ser usado numa vasta gama de aplicações. Para além de estomas fecais e urinários, pode ajudar a tratar a pele lesionada em torno de:

1 Fístulas

3 Gastrostomias

2 Traqueostomias

4 Jejunostomias



Cavilon™ Protetor Cutâneo Avançado está disponível em dois tamanhos para se adaptar a diversas aplicações

A ciência de proteção da pele.

Cavilon™ Protetor Cutâneo Avançado apresenta uma fórmula exclusiva que o torna especialmente indicado para cada uma destas aplicações. O que o torna tão exclusivo deve-se à ciência da 3M.

Um polímero exclusivo

O polímero elastomérico forma um revestimento que se pode alongar e adaptar, fazendo com que não quebre como ocorre com alguns protetores cutâneos.⁵



Uma aderência revolucionária

O sistema polímero-cianoacrilato permite que Cavilon™ Protetor Cutâneo Avançado adira à pele lesionada húmida e exsudativa. Cria, então, um ambiente que repele os produtos irritantes e promove a cicatrização e o conforto.⁴



3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant 5050G

2.7ml = Folha de papel A4 aplicador Cobertura aproximada



3M™ Cavilon™ Protetor Cutâneo Avançado 5051G

0.7ml = Área de um postal aplicador Cobertura aproximada

Informação para encomenda

3M™ Cavilon™ Protetor Cutâneo Avançado

Código 3M	Descrição	Itens/caixa
5050G4P	Aplicador de espuma (estéril) de 2.7ml	4
5050G	Aplicador de espuma (estéril) de 2.7ml	20
5051G	Aplicador de espuma (estéril) de 0.7ml	20

Para mais informações sobre Cavilon™ Protetor Cutâneo Avançado, vá a www.3M.co.uk/endMASD ou contate o seu representante de soluções Médicas 3M

- 1 Gray M, Colwell JC, Doughty D, Goldberg M, Hoeflok J, Manson A, et al. Peristomal moisture-associated skin damage in adults with fecal ostomies: a comprehensive review and consensus. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* 2013; 40: 389–99.
- 2 Salvadalena G. Peristomal skin complications. In Carmel, J. et al eds. *Wound, Ostomy, Continence Nurses Society Core Curriculum-Ostomy Management.* Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016: 176.
- 3 Whitely and Sinclair. A Review of Peristomal Skin Complications after the Formation of an Ileostomy, Colostomy or Ileal Conduit. *World Council of Enterostomal Therapists Journal.* 2010; 30(3): 23–29.
- 4 Brennan MR, Milne CT, Agrell-Kann M, Ekholm BP. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *J of Wound, Ostomy & Continence Nursing.* 2017. 44(2): 172–180.
- 5 Dados em ficheiro, 3M. EM-05-013827.



3M España, SL, Sucursal em Portugal
Edifício Office Oriente
Rua do Mar da China N°3 - Piso 3ºA - 1990-138 Lisboa
www.3M.com

3M and Cavilon São marcas registadas da 3M Company.
© 3M 2020. Todos os direitos reservados. GF210. OMG109411.