

Eine innovative Mischung eröffnet der Wundheilung neue Möglichkeiten

Leicht anzulegen

Passt sich verschiedenen anatomischen Lokalisationen an und kann bei der Erstanlage neu positioniert werden

Abdichtung für die Wundheilung

Gewährleistet eine effektive Abdichtung für den nötigen Unterdruck

Schonende Entfernung

Hautfreundliche Entfernung unterstützt optimale Wundheilung und Patientenkomfort

Spezifikationen

Foliengröße

24,9 x 21 cm (Gesamtabmessung mit Grifftrand)
19,7 x 21 cm (nach Entfernung des Grifftrands)

Umgebungs-/Lagerungsbedingungen

Bei Raumtemperatur lagern

Abmessungen der Verpackung

3M™ Dermatac™ Folie, 10er-Packung,
32,07 cm x 26,35 cm x 5,08 cm

Abmessungen der Verpackung 3M™ Dermatac™ Folie und V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit

5er-Packungen: 30,28 cm x 27,28 cm x 32,99 cm
10er-Packungen: 30,28 cm x 32,99 cm x 53,59 cm



Produktdetails	Enthaltene Folien – pro Kit	Art.-Nr.
Nur Folie		
3M™ Dermatac™ Folie 10er-Packung	10	DTAC10LDP
3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressings		
3M™ Dermatac™ Folie und V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – klein, 5er-Packung	1	DTGF05PKS
3M™ Dermatac™ Folie und V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – klein, 10er-Packung	1	DTGF10PKS
3M™ Dermatac™ Folie und V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – mittel, 5er-Packung	1	DTGF05PKM
3M™ Dermatac™ Folie und V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – mittel, 10er-Packung	1	DTGF10PKM
3M™ Dermatac™ Folie und V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – groß, 5er-Packung	2	DTGF05PKL
3M™ Dermatac™ Folie und V.A.C.® Granufoam™ Dressing Kit – groß, 10er-Packung	2	DTGF10PKL

HINWEIS: Bitte beachten Sie die für diese Produkte und Therapien geltenden Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte ziehen Sie vor der Anwendung einen Arzt zurate und lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts. Dieses Material ist für medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Solventum Medical Surgical

Hagenauer Straße 47
D-65203 Wiesbaden
Tel +49 (0) 800 78 33 524
Fax 0800 32 93 524
solventum.com/de-de

Solventum Medical Surgical

Euro Plaza, Gebäude J
Kranichberggasse 4
1120 Wien Austria
Tel +43 (0) 186 330
solventum.com/de-at

Solventum Medical Surgical

Ifangstraße 91
8153 Rümmlang
Tel +41 (0) 848 848 900
solventum.com/de-ch

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.

© Solventum 2026. Solventum und das S logo sind eingetragene Marken von Solventum oder ihrer Tochtergesellschaften. 3M und das 3M Logo sind Marken von 3M.*