

FICHE DESCRIPTIVE DU NOUVEAU PRODUIT PARAPHARMACIE

Date : MAJ **21/08/19**

Nom et coordonnées de la Société : 3M France, Marchés de la Santé, 1 Parvis de l'innovation, CS 20203, 95006 CERGY PONTOISE CEDEX

☐ Nom du produit : **Film protecteur cutané non irritant 3M™ Cavilon™ Advanced**

☐ Code commande : **5050G**

☐ Composition, description : **Film protecteur cutané non irritant**

☐ Indications, propriétés :

La protection cutanée 3M™ Cavilon™ Advanced est une solution à base de cyanoacrylate polymérisé conçue pour couvrir et protéger la peau intacte ou lésée. Lors de son application sur la peau, le liquide sèche rapidement pour former un film protecteur de longue durée, résistant durablement à l'eau. Cette solution est élastomérique, adhère aux contours de la peau et forme un film uniforme. Ce film est transparent et possède une bonne perméabilité à l'oxygène et à la vapeur d'eau. Le cyanoacrylate polymérisé est dilué dans un solvant non irritant. Le film est incolore, non-cytotoxique et limite le potentiel de dermatites. Le film adhère aux surfaces cutanées sèches, humides ou mouillées (c.à.d. perte de peau du second degré) et reste intact dans des conditions d'exposition.

☐ Mode d'emploi, posologie

☐ Précautions d'emploi, mises en garde

La protection cutanée Cavilon™ Advanced NE DOIT PAS être utilisée :

- En cas d'allergie connue à un composant ;
- Chez l'enfant né avant le terme de 37 mois ;
- Comme pansement de soin pour les plaies profondes
- Dans ou autour des yeux

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Stocker à l'écart des acides. Stocker à l'écart des agents oxydants.

Voir notice d'utilisation

Joindre :

- ☐ une fiche signalétique ou une notice si disponible
- ☐ un modèle d'étui à plat

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

❶ Société Distributrice :

3M France – Marchés de la Santé

❷ Société Facturante :

3M France – Marchés de la Santé

❸ Société Exploitante :

3M France – Marchés de la Santé

CLASSIFICATION

➤ Dermocosmétique

➤ Accessoires

➤ Dispositif Médical

➤ Diététique Spécialisée

➤ Vétérinaire

➤ Autres

OUI

Classe I

➤ Tips – N° Agrément

➤ Nomenclature

➤ Marquage CE

➤ Péréemption, DLU, Durée de validité (en mois)

➤ Conditions de Stockage
Ex : ne pas plier, stocker à l'abri de la lumière, ...

OUI

**EMBALLAGE
EN CARTON**

CONDITIONS DE REPRISE DU PRODUIT

A Produit périmé :

OUI

NON

x

Si oui, délai de reprise de l'établissement exprimé en nombre de mois

- Après péréemption

Ce délai doit être égal ou supérieur à trois mois compte tenu des délais de traitement de ces produits depuis l'Officine.

- Avant péréemption

B Produit abîmé ou cassé

OUI

x

NON

(défauts non détectables à la réception)

X Produit défectueux

OUI

x

NON

(défauts de fabrication)

➤ SI RETOUR PHYSIQUE, ADRESSE DE RETOUR DU PRODUIT

NOUS CONSULTER

INFORMATIONS TARIFAIRES PRODUIT*

Prix Grossiste H.T.		
Prix Tarif H.T.	Tarif en vigueur	
Prix de remboursement Tips		
Taux de TVA	20 %	
Remises générales Vos conditions habituelles	OUI ☐	NON ☐
Remises quantitatives*	OUI ☐	NON ☐
Remises ad valorem*	OUI ☐	NON ☐
* Si oui, à préciser	*Franc ☐	*Euro

INFORMATIONS LOGISTIQUES PRODUIT

<u>UNITÉS DE VENTE (applicateur)</u> En millimètres et en grammes Longueur Largeur Hauteur Poids Brut	<u>SOUS-STANDARD</u> (cartouche, fardelage) En millimètres et en grammes Quantité totale unités de vente Longueur Largeur Hauteur Poids brut
<u>CARTON STANDARD – 1 boîte de 20 applicateurs</u> En centimètres et en kilogrammes Quantité totale unités de vente 12 Longueur 34.3 Largeur 27.1 Hauteur 13.7 Poids Brut 0,766	<u>PALETTE STANDARD</u> En centimètres et en kilogrammes Nombre de cartons standard 96 Quantité totale unités de vente 1920 Longueur* 122 Largeur* 107 Hauteur 122 Poids brut 90 Palette comprise Autres (préciser les dimensions) : * Dimensions de base de la palette

INFOMATIONS SPÉCIFIQUES À LA MISE EN PLACE

Infomations logistiques et économiques

Date d'expédition

Quantité totale (France-Régionale) : si possible couverture prévisionnelle en nombre de semaines

Quantité par Grossiste-Répartiteur (joindre liste en annexe)

Détail des quantité par établissement (joindre liste en annexe)

Conditions de règlement

Conditions de reprise SANS REPRISE

Livraison : Identifier les cartons par un sticker : MEP - NOUVEAU PRODUIT

Campagne d'information grand public

- Supports utilisés (préciser)

- Date de début de campagne

Présentation auprès des professionnels de la santé

Nationale

Date

Régionale

Date

Pharmaciens

☒

Médecins spécialistes

☐

Médecins généralistes

☐

Collectivités

☐

Dentistes

☐

Vétérinaires

☐

Autres préciser