



3M™ Tek Hastada Kullanıma
Yönelik Stetoskop

Güvenle duyun

İzolasyon için güvenilir bir alet

Mükemmel performans ve konforlu bir tasarım sunan tek hastada kullanıma yönelik bir stetoskop oluşturmak için Solventum'nin gelişmiş akustik mühendisliğini enfeksiyon önlemedeki uzmanlığımızla birleştirdik. Sonunda, çapraz kontaminasyon riskini en aza indirmeye yardımcı olurken aynı zamanda hasta bakımını geliştirebilen bu kritik alet için güvenilir bir seçenek bulunmaktadır.



Yetişkin ve
Pediatrik Boyutlar



Çapraz Kontaminasyonu
Azaltmaya Yardımcı Olur



Konfor
ve Ses



Bir hasta. Bir stetoskop.

İzolasyondaki hastalar, en çok enfeksiyona sahip hastalar arasındadır ve enfeksiyona yatkın ve elverişli olabilirler. Tek hastada kullanıma yönelik bir stetoskop kullanılması, çapraz kontaminasyon riskini azaltmaya yardımcı olan tavsiye edilen bir izolasyon önlemidir.¹ Tek hastada kullanıma yönelik bir stetoskop, izolasyon önlemleri uygulanan hastalarda kullanılmalı, hasta izolasyundayken hastanın odasında kalmalı ve ihtiyaç kalmadığında atılmalıdır.¹

Hem sizin hem de hastalarınızın hak ettiği tek hastada kullanıma yönelik stetoskop

Hastaları enfeksiyondan korumak, bir stetoskopla duyabileceğiniz şeyleri riske atmanızı veya kendi konforunuzdan fedakarlık etmenizi gerektirmez. Yenilikçi özellikler, gelişmiş konfor ve kullanılabilirlik sunarken yüksek kaliteli akustiğimiz, net ve güvenilir sesleri etkili bir şekilde dinlemenizi sağlar. Yetişkin ve pediatri boyutları mevcuttur, böylece izolasyondaki tüm hastalarınıza aynı standart bakımı sunabilirsiniz.

Mükemmel akustik ve konfor tek bir etkili alette



Yüksek kaliteli akustik

Net ve güvenilir sesler, hasta değerlendirmeleri sırasında ihtiyacınız olan sesleri duymanıza yardımcı olur.



Basınca duyarlı diyafram

Dinleme çanı üzerindeki basıncı değiştirerek yüksek ve düşük frekanslı sesleri duyun.



Açılı kulak boruları

Açılı kulaklık uçları ile düzgün bir oturuşun sağladığı konforun ve mükemmel kapama sunan esnek kulaklığın konforunun keyfini çıkarın.



Yumuşak, esnek kulaklık uçları

Ortam sesini dışarda bırakın ve yumuşak, esnek kulaklık uçları ile daha fazla konfor elde edin.



Esnek hortum

Kolayca hareket edin ve esnek hortumla hasta üzerinde dinleme çanını yerleştirin.



Kolay tutulur dinleme çanı

Birden fazla el pozisyonu için tutulması ve yönlendirilmesi kolay şekillendirilmiş dinleme çanı.

Ürün	Katalog Numarası	SKU	Adet/Kutu	Kutu Sayısı/ Koli
3M™ Tek Hastada Kullanıma Yönelik Stetoskop	SPS-YA1010	70-2011-7506-7	10	4
3M™ Tek Hastada Kullanıma Yönelik Stetoskop	SPS-YA1100	70-2011-7508-3	100	1
3M™ Pediatrik Tek Hastada Kullanıma Yönelik Stetoskop	SPS-YP1010	70-2011-7507-5	10	4
3M™ Pediatrik Tek Hastada Kullanıma Yönelik Stetoskop	SPS-YP1100	70-2011-7509-1	100	1

1. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, ve the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/>



Solventum Medical Surgical

Solventum Turkey Sağlık Ürünleri ve Tıbbi Cihaz İthalat ve Ticaret Limited Şirketi
Ünalan Mahallesi Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82f İç Kapı
No:101 34700, Üsküdar / İstanbul, Türkiye

Daha fazla bilgi için [solventum.com/tr-tr](https://www.solventum.com/tr-tr) adresini ziyaret edin

© Solventum 2026. Solventum ve S logosu, Solventum veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. 3M ve 3M logosu, 3M'in ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.