




3M™ Impregum™ Super Quick
Materiale da impronta in polietere

Svelare ogni
dettaglio in
2 minuti?
Si può fare.

Da oggi anche nella
viscosità Heavy Body!
Ideale per la tecnica
1 step double mix



3M™ Impregum™ Super Quick Materiale da impronta in polietere

La via più rapida alla precisione del polietere per i casi meno 3M™ Impregum™ Super Quick

Impregum, il materiale da impronta in polietere, è da sempre la soluzione comprovata per situazioni complesse e impianti. Non sarebbe fantastico poter avere la stessa eccezionale precisione e riproduzione del dettaglio anche per impronte di un solo elemento?

Abbiamo quindi sviluppato il nuovo materiale “super quick” in polietere, Impregum Super Quick, per garantirvi tutti i requisiti del polietere senza limitare la produttività.

Grazie alla sua formulazione nuova ed esclusiva, Impregum Super Quick unisce le eccezionali prestazioni e affidabilità di un polietere alla velocità di un VPS. Le aree subgengivali e l'ambiente umido non saranno più un problema.



Indurimento più rapido

Così veloce, così perfetto. Con un tempo di indurimento intraorale di soli 2 minuti, il nuovo Impregum Super Quick permette impronte più rapide nei casi meno estesi, come corone singole, impianti, inlay/onlay e piccoli ponti fino a 3 elementi.



100% polietere. Precisione comprovata.

Come tutti i polieteri, Impregum Super Quick dimostra eccellenti prestazioni in ambiente umido e una notevole fluidità. Entrambe queste caratteristiche portano ad un elevato livello di accuratezza e riproduzione del dettaglio, per restauri di massima precisione.

In particolare, è importante avere a disposizione l'intero tempo di lavorazione dal materiale d'impronta. Dato che è un polietere, Impregum Super Quick permette di sfruttare interamente il tempo di lavorazione di 45 secondi. È così possibile evitare le imprecisioni associate a un indurimento prematuro che può verificarsi con i materiali VPS.



Fate sentire i vostri pazienti a loro agio

L'aroma di menta, ora ancora più fresco, insieme al tempo ridotto di permanenza in bocca, migliorano significativamente il comfort dei vostri pazienti.



Il polietere incontra la procedura CAD/CAM

Impregum Super Quick può essere sottoposto a scansione con l'attuale generazione di scanner, per una collaborazione più efficiente con il vostro laboratorio.

one
no estesi.
ek

Altamente soddisfatti

Una valutazione clinica mostra una percentuale di soddisfazione molto elevata, pari quasi al per quanto riguarda l'accuratezza delle impronterealizzate con 3M™ Impregum™ Super Quick e la precisione dei restauri finali.

95%



Fonte: valutazione clinica di 3M con 447 partecipanti da Europa e USA, 2017.

3M™ Impregum™ Super Quick

- Primo polietere super rapido con tempo di lavorazione di 45 secondi e indurimento intraorale rapido di 2 minuti
- Disponibile nelle viscosità medium e light body
- Per tecniche di impronta monofase e 1-step double mix
- Perfetto per impronte di corone singole, impianti, inlay/onlay e piccoli ponti fino a 3 elementi



Gestione dei tessuti e del liquido sulculare con Astringent Retraction Paste.





Applicazione pratica e molto accurata di 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body grazie alle siringhe intraorali viola di 3M™.

Impronta 1-step ad elevata precisione realizzata con 3M™ Impregum™ Super Quick (Medium e Light Body) e il portaimpronta monouso 3M™ Impression Tray.



Dettagli precisi, privi di vuoti, oltre a colori contrastanti per un'eccellente leggibilità.



	Ssisteme di erogazione	Tecnica d'impronta	Corona singola	Impianto (< 2 unita)	Inlay/onlay (< 2 unita)	Inlay/onlay (< 2 unita)	Tempo di lavorazione massimo raccomandato (min:sec)	Tempo di indurimento intraorale a 37 C (min:sec)
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)		Monofase o 1-step double mix	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Heavy Body)		1-step double mix	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)		1-step double mix	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00

Informazioni per l'ordine



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Introductory Kit (69383)



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body Introductory Kit (69381)

3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/Light Body intro kit (69413)

Cod.	Informazioni prodotto
Kit Introduttivi per 3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit	
New 69383	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body 1 pasta base MB - 300 ml, 1 catalizzatore MB - 60 ml, 1 3M™ cartuccia Penta™ MB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 1 3M™ Penta™ Siringa per elastomeri, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astrigent Retraction Paste
New 69381	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body 1 pasta base MB - 300 ml, 1 catalizzatore MB - 60 ml, 2 cartucce LB - 50 ml cad., 1 3M™ cartuccia Penta™ MB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 5 3M™ siringhe intraorali viola, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 5 3M™ Garant™ puntali intraorali bianchi, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astrigent Retraction Paste, 6 3M™ Impression Trays
New 69413	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body/Light Body 1 pasta base HB - 300 ml, 1 catalizzatore HB - 60 ml, 2 cartucce LB - 50 ml cad., 1 3M™ cartuccia Penta™ HB, 10 3M™ Penta™ Mixing Tips - Rosso, 5 3M™ siringhe intraorali viola, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 5 3M™ Garant™ puntali intraorali bianchi, 1 Adesivo per polietere - 17 ml, 3 capsule 3M™ Astrigent Retraction Paste, 6 3M™ Impression Trays
Ricambi	
New 69385	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill 2 pasta base - 300 ml cad., 2 catalizzatore - 60 ml cad.
New 69379	3M™ Impregum™ Super Quick Light Body 4 cartucce - 50 ml cad., 5 3M™ siringhe intraorali viola, 5 3M™ Garant™ Mixing Tips viola
New 69406	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Refill 2 pasta base HB - 300 ml cad., 2 catalizzatore HB - 60 ml cad.
Dispositivi di miscelazione e accessori	
77871	3M™ Pentamix™ 3 Automatic Mixing Unit
New 69387	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body cartuccia
69401	3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body cartuccia
71507	3M™ siringhe intraorali viola, 20 pezzi
77580	1 dispenser Garant per cartucce 1:1/2:1
77601	Kit per montaggio a muro 3M™ Pentamix™ 3 Mixing Unit
30600	1 Adesivo per tray per polietere, 17 ml
77949	3M™ Penta™ Mixing Tips rosso, 50 pz.
New 71454	3M™ Garant™ Mixing Tips viola, 50 pz.
71461N	3M™ Garant™ Intra-oral Tips bianco, 50 pz.