

27G Tip

New Release

フィルテック™ コンポジットレジンフロー 注入チップ



フィルテック™ シュープリーム ウルトラフロー コンポジットレジン プラス



フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラス

NEW



外径 0.42mm
内径 ≥ 0.24 mm

製品番号: P3700TJ27

サイズ: 27ゲージ

内容: チップ20個×2袋 (計40個)

希望医院価格: 1,700円

※ 全て代表値ですのでご注意ください。保証値ではありません



外径 0.90mm
内径 ≥ 0.57 mm

製品番号: P3700TJ

サイズ: 20ゲージ

内容: チップ20個×2袋 (計40個)

希望医院価格: 1,700円

※ 全て代表値ですのでご注意ください。保証値ではありません



外径 1.07mm
内径 ≥ 0.65 mm

製品番号: P4862TJ

サイズ: 19ゲージ

内容: チップ20個×2袋 (計40個)


希望医院価格: 1,700円

※ 全て代表値ですのでご注意ください。保証値ではありません

※ フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラスにおけるチップの使用においては、19ゲージもしくは20ゲージのサイズを推奨しています。

フロー 注入チップ(27ゲージ)を使用した症例動画のご紹介


動画提供: 池村 仁克 先生 (愛知県名古屋市 カメラ歯科矯正クリニック)



裂溝や辺縁隆線の表現、また気泡埋めなど、細いノズルでなければ充填が難しいケース



太いノズルではブラインドになってしまい、きちんと充填されているか確認しづらいケース



隣接面や歯肉側のマージン部など、充填量にシビアなコントロールが要求されるケース




ソルベンタム独自のエルゴノミック シリンジデザイン

 GOOD DESIGN AWARD 2020




一 気泡混入が減少

ソルベンタム オリジナルチップにより、着色や接着阻害の要因となる気泡の巻き込みを最小限に抑えます。使用後のチップ残り、垂れも減少。また曲げ調整も容易になりました。



一 押し出しやすさが向上

エルゴノミクスを考慮したプランジャーと△のフィンガープレートにより、ホールド感がアップ。従来品^{※1}に比べて、58%の押し出し圧でペーストを注入できます。最後まで軽い力で押し出せます。



	従来品	本製品
手指にかかる押し出し圧	2.65kgf/cm ²	1.11kgf/cm ²

※1. フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン
※2. ソルベンタム社内調べ (based on an extrusion force of 3 kgf / 6.6 lbf)

フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン プラス



- シェード 12色=A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、C2、D2、W、XW、OA3 オパールシェード
- 内容
 - ・ シングル：シリンジ (2g) × 1本、注入チップ×20個 各 3,400円
 - ・ トリプルパック (A1、A2、A3、A3.5、A4のみ)：シリンジ (2g) × 3本、注入チップ×20個 各 8,200円

フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジン プラス



- シェード：3色=ユニバーサル、A1、A2
- 内容：
 - ・ シングル：シリンジ (2g) × 1本、注入チップ×20個 各 2,800円
 - ・ トリプルパック：シリンジ (2g) × 3本、注入チップ×20個 各 7,000円

販売名：フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン 認証番号：222AKBZX00110000 / 販売名：フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン 認証番号：229AKBZX00030000
販売名：フロー 注入チップ 届出番号：13B1X10109000213

※掲載の内容および希望医院価格は、2024年9月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

Solventumおよびそのロゴ、その製品名等に使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



デンタルソリューション事業部

<https://www.3mcompany.jp/dental>

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2024. All Rights Reserved.
DEN-1837-BJ(0924)PN/e.

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

一般歯科コールセンター

 0120-332-329

9:00～17:00 月～金 (土日祝年末年始を除く)