



Komposit - schnell und einfach erwärmt



Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer

Verbesserte Fließfähigkeit auf Knopfdruck

Sind Sie bereit, die Vorteile des Erwärmens von Komposit in Ihre Praxis zu bringen? Mit seinem kompakten, leichten Design unterstützt Sie der Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer schnell und einfach bei der Optimierung Ihres Workflows.

- **Schnell:** Nach einmalig 10-minütigem Aufheizen des Gerätes nur 2 Minuten zum Erwärmen der Kapseln
- **Einfach:** Ein-Knopf-Bedienung, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- **Tragbar:** Der abnehmbare Komposit-Halter hält die Temperatur aufrecht und kann am Ort der Behandlung eingesetzt werden

Initiale Aufheizzeit	10 min
Zeit für das Erwärmen von Kapseln	2 min
Zeit für das Erwärmen von Flowable-Spritzen	5 min
Durchmesser Gerät	76mm (3 Zoll)
Gewicht	190 g
Tragbar	Abnehmbarer Halter hält die Temperatur für den Einsatz am Behandlungsstuhl aufrecht
Kapazität	6 Kapseln und 1 Flowable-Spritze

Warum sollten Sie Ihr Komposit erwärmen?



Höhere Fließfähigkeit



Verbesserte Adaptation an die Zahnhartsubstanz



Verringerte Ausbringkraft

Eine Komposit-Produktfamilie, die sicher erwärmt werden kann

Filtek™ Füllungsmaterialien

Einfacheres Handling, verringerte Ausbrinkraft: Das Erwärmen von Komposit hilft Ihnen auf unterschiedliche Weise, Ihren Workflow reibungslos zu gestalten.

Ausgewählte Filtek™ Füllungsmaterialien, seit vielen Jahren klinisch erfolgreich, wurden getestet und sind für das Erwärmen geeignet.^{1, 2}



- 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit
- 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Fließfähiges Komposit
- 3M™ Filtek™ Universal Komposit
- 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit
- 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Komposit
- 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fließfähiges Komposit

1 Kapseln dürfen bis zu eine Stunde lang auf bis zu 70°C erwärmt werden
2 Spritzen mit fließfähigem Komposit dürfen bis zu 25 Mal für maximal eine Stunde auf 70 °C erwärmt werden

Produkt	Produkt-ID	Spannung	Steckdosenadapter Typ
Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer Kit (enthält Wärmer mit Heizsockel, Komposit-Halter und -Hülle, festes USB-C-Kabel, Netzstecker, Steckdosenadapter und Schnellstartanleitung)	6510K	100-240V	A
Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer Kit (enthält Wärmer mit Heizsockel, Komposit-Halter und -Hülle, festes USB-C-Kabel, Netzstecker, Steckdosenadapter und Schnellstartanleitung)	6520K	100-240V	A, C, I, G
Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer Ersatz-Halter	6520H	N/A	N/A
Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer Ersatz-Silikonhülle	6520S	N/A	N/A
Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer Netzstecker	6520P	100-240V	A, C, I, G

