



Littmann

Estetoscópio


Ouçá com precisão

Estetoscópio Littmann® Cardiology IV™

Concebido para o ajudar a detetar sons difíceis de ouvir em ambientes clínicos críticos, incluindo aqueles associados a estenose aórtica, sopros S3 de galope e anomalias pulmonares subtis.



Disponível em 30 cores



Isolamento de sons subtis

Isole sons subtis essenciais para a avaliação do doente em ambientes desafiantes, incluindo sons associados a estenose aórtica, sopros S3 de galope e anomalias pulmonares ténues.



Aplicação versátil

Detete sons relacionados com alterações no estado clínico do doente em contextos dinâmicos e críticos, como o Serviço de Urgência, UCI, UCI Cardíaca e unidades de cuidados intermédios, apoiando diagnósticos informados e decisões clínicas confiantes.



Design e conforto melhorados

Experimente um design ergonómico com campânula 40% maior e sino 60% mais profundo do que o estetoscópio Littmann® Classic III™, adequado para pacientes adultos e pediátricos.

Detalhes

Desempenho acústico	9 (escala 1–10)
Tecnologia / Design da campânula	Aço inoxidável usinado, dupla face
Material do tubo auricular	Liga leve de alumínio
Comprimento / Peso total	69 cm / 177 g
Diafragma / Diâmetro	Dois diafragmas sintonizáveis de peça única: 4,3 cm e 3,4 cm
Garantia	7 anos

A diferença está nos detalhes

Ouçá o que é mais difícil

Os estetoscópios Littmann® Cardiology IV™ são mais do que duas vezes mais sonoros do que o próximo estetoscópio líder, permitindo auscultar com maior consistência sons cardíacos de baixa frequência (<120 Hz), incluindo sons relacionados com sons de Korotkoff, estenose mitral e sopros S3 e S4, quando comparados com outros estetoscópios da mesma categoria.*

Ajuste do arco auricular

A tensão do arco pode ser ajustada facilmente para um ajuste confortável e personalizado. Os tubos auriculares angulados alinham-se com os canais auditivos para maior conforto e transmissão sonora eficiente.

Design leve

Os estetoscópios Littmann são mais leves do que outros estetoscópios** e foram desenhados para serem confortáveis quando usados ao pescoço ou transportados no bolso.

Tecnologia de diafragma sintonizável

Ausculte diferentes frequências sem necessidade de virar a campânula.

Pressão ligeira → sons de baixa frequência

Maior pressão → sons de alta frequência

Qualidade artesanal

Os estetoscópios Littmann são concebidos e fabricados nos Estados Unidos com materiais de origem global, seguindo processos rigorosos e controlos de qualidade estritos. O resultado são estetoscópios consistentemente mais sonoros do que outras alternativas.*

Campânula de precisão

Desenvolvida para proporcionar excelente qualidade acústica e resistência ao longo do tempo. Fabricada em aço inoxidável e liga de zinco de alta densidade para melhorar propriedades acústicas e resistência a impactos, riscos e agentes químicos. As campânulas de dupla face utilizam hastes de precisão que rodam suavemente e permanecem estáveis na posição selecionada.

Saiba mais em Littmann.com/pt-pt



**Distribuidor
Autorizado**

* Com base em testes comparativos com estetoscópios equivalentes disponíveis globalmente, usando sons cardíacos gravados com diafragma.

** Com base em pesos publicados de estetoscópios comparáveis da mesma categoria.

© Solventum 2026. Solventum, o logótipo S, Littmann, o logótipo L Littmann, o L Classic III e Cardiology IV são marcas e/ou marcas registadas da Solventum ou das suas afiliadas. Outras marcas pertencem aos respetivos proprietários. OMG2357000.