



Littmann

Stéthoscope

Son de qualité supérieure.
Un style qui vous ressemble.

Stéthoscope Littmann® Classic III™

Découvrez le stéthoscope emblématique qui aide depuis des décennies des millions de professionnels de santé à donner le meilleur d'eux-mêmes. Doté d'une excellente sensibilité acoustique pour des performances fiables, le Stéthoscope Littmann Classic III est utilisé aussi bien par les étudiants que par les professionnels de santé pour identifier, écouter et étudier les sons cardiaques, pulmonaires et autres sons corporels.

Disponible en plus de 30 couleurs




Surveillance polyvalente

Surveillez et évaluez une grande variété de patients. Le Stéthoscope Littmann Classic III aide à détecter aussi bien les sons et rythmes normaux qu'anormaux, pour un suivi clinique fiable au quotidien.



Précision acoustique

Ajustez facilement la pression exercée sur le pavillon pour entendre différentes plages de fréquences. Grâce à sa haute sensibilité acoustique, le Stéthoscope Littmann Classic III convient parfaitement aux étudiants comme aux professionnels de santé expérimentés.



Robuste et durable

Travaillez en toute confiance avec un stéthoscope conçu pour résister aux exigences de votre pratique quotidienne, tout en conservant ses performances et sa fiabilité dans le temps.

Détails

Performance acoustique

8 (échelle de 1 à 10)

Pavillon

Acier inoxydable usiné avec précision, double face

Matériau de la lyre

Alliage d'aluminium léger

Longueur / Poids

69 cm / 150 g

Membranes

Deux membranes monoblocs réglables (4,3 cm et 3,4 cm)

Garantie

5 ans

La différence est dans les détails

Entendez ce qui compte vraiment

Le Stéthoscope Littmann® Classic III™ est plus de deux fois plus puissant que les stéthoscopes comparables de sa catégorie* et permet d'entendre de manière fiable et constante les sons cardiaques de basse fréquence inférieurs à 120 Hz — notamment les bruits de Korotkoff, le rétrécissement mitral ainsi que les galops S3 et S4.

Lyre ajustable

La tension de la lyre se règle facilement pour un ajustement personnalisé. Les tubes auriculaires inclinés s'alignent naturellement avec le conduit auditif afin d'assurer un confort optimal et une transmission sonore maximale.

Design léger

Les stéthoscopes Littmann® sont plus légers que les modèles comparables** et conçus pour offrir un confort durable — portés autour du cou ou glissés dans une poche, même lors de longues journées de travail.

Technologie de membrane réglable

Écoutez différentes plages de fréquences sans retourner ni repositionner le pavillon : une pression légère pour les basses fréquences, une pression plus ferme pour les sons aigus.

Qualité artisanale

Les stéthoscopes Littmann sont conçus et fabriqués aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier, selon des processus rigoureux et des contrôles qualité stricts. Résultat : des stéthoscopes Littmann plus puissants et plus fiables que les autres.*

Pavillon de précision

Fabriqués en acier inoxydable et en alliage de zinc haute densité pour offrir une excellente qualité acoustique tout au long de la durée de vie du produit. Résistants aux chocs, aux rayures et aux produits chimiques. Le pavillon double face est doté de tiges de précision qui tournent aisément et s'enclenchent en position.

Trouvez le vôtre sur :
France : littmann.com/fr-fr
Belgique : littmann.com/fr-be
Suisse : littmann.com/fr-ch



**Distributeur
Certifié**

*Basé sur des tests avec des stéthoscopes comparables disponibles dans le monde entier dans une classe équivalente en utilisant des sons cardiaques enregistrés avec le diaphragme.

** Basé sur les poids publiés des stéthoscopes comparables disponibles dans le monde entier dans une classe équivalente.

Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et de classe IIa (stéthoscopes électroniques). Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et le marquage CE2797 (stéthoscopes électroniques).

Dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation – Distribués par Solventum France – 95006 Cergy-Pontoise Cedex

© Solventum 2026. Solventum, le logo S, Littmann, le logo L, Littmann, le L, Classic III et Cardiology IV sont des marques ou marques déposées de Solventum ou de ses filiales. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. OMG2357000.