

Stéthoscopes

Littmann®

Choisissez le stéthoscope qui vous permet d'être ultraperformant

Stéthoscope numérique Littmann® CORE	Stéthoscope Littmann® Master Cardiology™	Stéthoscope Littmann® Cardiology IV™	Stéthoscope Littmann® Classic III™	Stéthoscopes Littmann® Classic II Pédiatrique et Nouveau-né	Stéthoscope Littmann® Lightweight II S.E.
<p>Fonction de basculement de l'écoute analogique au numérique. Se connecte au logiciel Eko sur un appareil mobile** pour sélectionner, sauvegarder et partager des données.</p> <p>Diamètre approximatif du pavillon Double pavillon Côté adulte: 4,3 cm Côté pédiatrique: 3,4 cm</p> 	<p>Meilleure réponse acoustique de la gamme de stéthoscopes Littmann®.</p> <p>Diamètre approximatif du pavillon Simple pavillon 4,8 cm</p> 	<p>Un diagnostique et une prise de décision en toute confiance.</p> <p>Diamètre approximatif du pavillon Double pavillon Côté adulte: 4,3 cm Côté pédiatrique: 3,4 cm</p> 	<p>Surveiller et évaluer un large éventail de patients.</p> <p>Diamètre approximatif du pavillon Double pavillon Côté adulte: 4,3 cm Côté pédiatrique: 3,4 cm</p> 	<p>Spécialement conçu pour les plus petits patients.</p> <p>Diamètre approximatif du pavillon Double pavillon Pédiatrique: 3,4 cm/2,7 cm Nouveau-né: 2,8 cm/1,7 cm</p> 	<p>Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.</p> <p>Diamètre approximatif du pavillon Double pavillon 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm</p> 

Niveaux de performances acoustiques	10+	10	9	8	7	6
Longueur approximative	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	71 cm	71 cm
Poids approximatif	232 g	185 g	177 g	150 g	105g/95 g	118 g
Garantie	2 ans	7 ans	7 ans	5 ans	3 ans	2 ans
Membrane double fréquence	●	●	●	●		●
Amplification jusqu'à 40 fois*	●					
Réduction active du bruit ambiant	●					
Connectivité mobile	●					
Double tubulure	●	●	●			
Autres modèles spéciaux disponibles	●	●	●	●	●	
Pavillon convertible en cloche	●		●	●		
Embouts auriculaires souples	●	●	●	●	●	●
Double pavillon	●		●	●	●	●

*A une fréquence de pic, par rapport au mode analogique
**Un abonnement peut être requis

Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et de classe IIa (stéthoscopes électroniques). Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et le marquage CE2797 (stéthoscopes électroniques). © Solventum 2025. Solventum, le logo S et Littmann, le logo L Littmann, le L, Master Cardiology, Cardiology IV et Classic III sont des marques commerciales de Solventum ou de ses sociétés affiliées. Autre marque commerciale est la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribués par 3M France - 95006 Cergy-Pontoise Cedex. Med-Surg-359, 03/2025, OMG2101326.

Besoin d'aide ? Rendez-vous sur :
France : littmann.com/fr-fr
Belgique : littmann.com/fr-be
Suisse : littmann.com/fr-ch

 solventum