







# Stetoscopi Littmann®

## Scegli lo stetoscopio ideale per lavorare al meglio delle tue possibilità.

	Stetoscopio digitale Littmann® CORE	Stetoscopio Littmann® Master Cardiology™	Stetoscopio Littmann® Cardiology IV™	Stetoscopio Littmann® Classic III™	Stetoscopi Littmann® Classic II Pediatric e Infant	Stetoscopio Littmann® Lightweight II S.E
	<p>Passa dall'ascolto analogico al digitale. Si collega al software Eko su dispositivi smart** per acquisire, archiviare e condividere dati.</p> <p><b>Diametro testina approssimativo:</b> A due facce Lato per adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm</p> 	<p>Migliore risposta acustica nella linea di stetoscopi meccanici Littmann.</p> <p><b>Diametro testina approssimativo</b> Un lato: 4,8 cm</p> 	<p>Diagnosi precise per decisioni sicure.</p> <p><b>Diametro testina approssimativo:</b> A due facce Lato per adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm</p> 	<p>Monitorare e valutare un'ampia gamma di pazienti.</p> <p><b>Diametro testina approssimativo:</b> A due facce Lato per adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm</p> 	<p>Appositamente studiati per i pazienti più piccoli.</p> <p><b>Diametro testina approssimativo</b> A due facce Pediatrico: 3,4 cm / 2,7 cm Neonatale: 2,8 cm/1,7 cm</p> 	<p>Ideale per rilevare i valori della pressione arteriosa ed effettuare prime valutazioni del paziente.</p> <p><b>Diametro testina approssimativo</b> A due facce 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm</p> 
Livelli di prestazione acustica	10+	10	9	8	7	6
Lunghezza approssimativa	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	71 cm	71 cm
Peso approssimativo	232 g	185 g	177 g	150 g	105 g/95 g	118 g
Garanzia	2 anni	7 anni	7 anni	5 anni	3 anni	2 anni
Membrana fluttuante	●	●	●	●		●
Amplificazione fino a 40 volte superiore*	●					
Cancellazione del rumore	●					
Connettività mobile	●					
Tubo a doppio lume	●	●	●			
Finiture speciali aggiuntive	●	●	●	●	●	
Campana convertibile	●		●	●		
Olive morbide	●	●	●	●	●	●
Testina a due facce	●		●	●	●	●

\*Alla frequenza di picco rispetto alla modalità analogica  
\*\*Potrebbe essere necessario un abbonamento

© Solventum 2025. Solventum, il logo S e Littmann, il logo L Littmann, la L, Master Cardiology, Cardiology IV e Classic III sono marchi di Solventum o delle sue affiliate. Altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. I prodotti della linea Littmann sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Comunicazione riservata al personale sanitario. OMG2101326.