






# Littmann®

Stetoskoplar

En iyi performansınızı sergilemenize yardımcı olacak doğru stetoskopu seçin.

	Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop	Littmann® Cardiology IV™ Stetoskop	Littmann® Classic III™ Stetoskop	Littmann® Classic II Pediatrik ve Bebek Stetoskopları	Littmann® Lightweight II S.E. Stetoskop
	Littmann mekanik serisindeki en iyi akustik yanıt. <b>Dinleme Çanı</b> <b>Yaklaşık Çapı</b> <b>Tek taraflı 4.8cm</b>	Güvenle teşhis koyun ve karar verin. <b>Dinleme Çanı</b> <b>Yaklaşık Çapı</b> <b>Çift Taraflı</b> <b>Yetişkin side: 4.3cm</b> <b>Pediyatrik taraf: 3.4cm</b>	Çok çeşitli hastaları izleyin ve değerlendirin. <b>Dinleme Çanı</b> <b>Yaklaşık Çapı</b> <b>Çift Taraflı</b> <b>Yetişkin side: 4.3cm</b> <b>Pediyatrik taraf: 3.4cm</b>	En küçük hastalar için özel olarak tasarlanmıştır. <b>Dinleme Çanı</b> <b>Yaklaşık Çapı</b> <b>Çift Taraflı</b> <b>Pediyatrik:</b> 3.4cm / 2.7cm <b>Bebek:</b> 2.8cm / 1.7cm	Kan basıncı okumalarının alınması ve sınırlı hasta değerlendirmelerinin yapılması için idealdir. <b>Dinleme Çanı</b> <b>Yaklaşık Çapı</b> <b>Çift Taraflı</b> 5.2 x 4.5cm 3.5 x 3.2cm
					
Akustik performans seviyeleri	10	9	8	7	6
Yaklaşık Uzunluk	69cm	69cm	69cm	71cm	71cm
Yaklaşık Ağırlık	185g	177g	150g	105g/95g	118g
Garanti	2 yıl	7 yıl	5 yıl	3 yıl	2 yıl
Diyafram ayarlanabilir	●	●	●		●
Çift lümenli hortum	●	●			
İlave özel tasarımlar	●	●	●	●	
Dönüştürülebilir açık çan		●	●		
Yumuşak Sızdırmaz Kulaklıklar	●	●	●	●	●
Çift Taraflı Dinleme Çanı		●	●	●	●

© Çözücü 2025. Solventum, S logosu ve Littmann, L Littmann logosu, L, Master Cardiology, Cardiology IV ve Classic III, Solventum veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. OMG2101326.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Ayrıntılar için [www.littmann.com/tr-tr](http://www.littmann.com/tr-tr)

 solventum