







Vælg det stetoskop, som bedst hjælper dig med at yde dit bedste.

	Littmann® CORE Digital Stetoskop	Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop	Littmann® Cardiology IV™ Stetoskop	Littmann® Classic III™ Stetoskop	Littmann® Classic II Pædiatriske Stetoskoper og Infant Stetoskoper	Littmann® Lightweight II S.E. Stetoskop
	<p>Skift mellem analog og forstærket lyttetilstand</p> <p>Tilsluttes til Eko-software på en smart enhed** for at visualisere, registrere og dele data</p> <p><b>Diameter på bryststykke</b> Dobbeltsidet Voksenside: 4,3 cm Pædiatrisk side: 3,4 cm</p> 	<p>Bedste akustiske respons inden for Littmanns mekaniske stetoskoper</p> <p><b>Diameter på bryststykke</b> Enkeltidet: 4,8 cm</p> 	<p>Diagnosticér og træf beslutninger med selvtilid.</p> <p><b>Diameter på bryststykke</b> Dobbeltsidet Voksenside: 4,3 cm Pædiatrisk side: 3,4 cm</p> 	<p>Overvåg og undersøg en lang række patienter</p> <p><b>Diameter på bryststykke</b> Dobbeltsidet Voksenside: 4,3 cm Pædiatrisk side: 3,4 cm</p> 	<p>Særligt designet til de mindste patienter</p> <p><b>Diameter på bryststykke</b> Dobbeltsidet Pædiatrisk: 3,4 cm / 2,7 cm Infant: 2,8 cm / 1,7 cm</p> 	<p>Stetoskop ideel til målinger af blodtryk og til at foretage simple patientundersøgelser</p> <p><b>Diameter på bryststykke</b> Dobbeltsidet 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm</p> 
Akustisk ydeevne	10+	10	9	8	7	6
Længde (ca.)	69cm	69cm	69cm	69cm	71cm	71cm
Vægt (ca.)	232g	185g	177g	150g	105g/95g	118g
Garantie	2 år	7 år	7 år	5 år	3 år	2 år
Flydende Membran	●	●	●	●		●
Op til 40x forstærkning af lyden*	●					
Støjreduktion	●					
Mobiltilslutning	●					
Slange med dobbelt lumen	●	●	●			
Yderligere specialfinish	●	●	●	●	●	
Konvertérbar åben klokke	●		●	●		
Tætsluttende øreoliven	●	●	●	●	●	●
Dobbeltsidet bryststykke	●		●	●	●	●

\*ved højeste frekvens versus analog tilstand.  
\*\*Abonnement kan være påkrævet.

© Solventum 2025. Solventum, S-logoet og Littmann, L Littmann-logoet, L, Master Cardiology, Cardiology IV og Classic III er varemærker tilhørende Solventum eller dets tilknyttede selskaber. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. OMG2101326.