







Fonendoscopios

Littmann®

Elija el fonendoscopio adecuado para ayudarle a dar lo mejor de usted.

	Fonendoscopio digital Littmann® CORE	Fonendoscopio Littmann® Master Cardiology™	Fonendoscopio Littmann® Cardiology IV™	Fonendoscopio Littmann® Classic III™	Fonendoscopios Littmann® Pediátricos y Neonatales Classic II	Fonendoscopio Littmann® Lightweight II S.E.
	<p>Cambie entre el modo analógico y el modo de escucha amplificada. Se conecta al software Eko en un dispositivo inteligente** para capturar, almacenar y compartir datos.</p> <p>Diámetro de la campana aproximado Doble lado Lado para adultos: 4,3 cm Lado pediátrico: 3,4 cm</p> 	<p>La mejor respuesta acústica en la gama mecánica de Littmann®.</p> <p>Diámetro de la campana aproximado De un solo lado: 4,8 cm</p> 	<p>Realice diagnósticos y tome decisiones con confianza.</p> <p>Diámetro de la campana aproximado Doble lado Lado para adultos: 4,3 cm Lado pediátrico: 3,4 cm</p> 	<p>Supervisa y evalúa una amplia gama de pacientes.</p> <p>Diámetro de la campana aproximado Doble lado Lado para adultos: 4,3 cm Lado pediátrico: 3,4 cm</p> 	<p>Diseñado especialmente para los pacientes más pequeños.</p> <p>Diámetro de la campana aproximado Doble lado Pediátrico: 3,4 cm / 2,7 cm Neonatal: 2,8 cm / 1,7 cm</p> 	<p>Ideal para tomar la tensión arterial y realizar exploraciones básicas a los pacientes.</p> <p>Diámetro de la campana aproximado Doble lado: 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm</p> 
Niveles de rendimiento acústico	10+	10	9	8	7	6
Longitud aproximada	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	71 cm	71 cm
Peso aproximado	232 g	185 g	177 g	150 g	105 g / 95 g	118 g
Garantía	2 años	7 años	7 años	5 años	3 años	2 años
Membrana de doble frecuencia	●	●	●	●		●
Amplificación de hasta x40*	●					
Cancelación del ruido	●					
Conectividad móvil	●					
Tubo de doble luz	●	●	●			
Acabados especiales adicionales	●	●	●	●	●	
Campana abierta convertible	●		●	●		
Olivas superblandas	●	●	●	●	●	●
Campana de doble lado	●		●	●	●	●

*A la frecuencia pico, comparada con el modo analógico
**Puede ser necesaria una suscripción

© Solventum 2026. Solventum, el logo S y Littmann, el logo L Littmann, la L, Master Cardiology, Cardiology IV y Clasic III son marcas registradas de Solventum o sus afiliados. Otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. OMG2101326.