







# Littmann®

Stetoskop

Velg riktig stetoskop slik at du kan gjøre jobben din best mulig.

	Littmann® CORE Digital Stetoskop	Littmann® Master Cardiology™ Stetoskop	Littmann® Cardiology IV™ Stetoskop	Littmann® Classic III™ Stetoskop	Littmann® Classic II Pediatrisk og Nyfødt Stetoskop	Littmann® Lightweight II S.E. Stetoskop
	<p>Veksle mellom analogt eller forsterket lyttemodus.</p> <p>Kobles til EKO-programvare på en smartenhet** for å ta opp, lagre og dele data.</p> <p><b>Omtrentlig diameter på bryststykket:</b> Dobbeltstidig Voksen side: 4,3 cm Pediatrisk side: 3,4 cm</p> 	<p>Den beste akustiske responsen i den mekaniske Littmann-serien.</p> <p><b>Omtrentlig diameter på bryststykket:</b> Ensidig: 4,8 cm</p> 	<p>Still diagnoser og ta beslutninger med trygghet.</p> <p><b>Omtrentlig diameter på bryststykket:</b> Dobbeltstidig Voksen side: 4,3 cm Pediatrisk side: 3,4 cm</p> 	<p>Overvåk og undersøk mange ulike pasienter</p> <p><b>Omtrentlig diameter på bryststykket:</b> Dobbeltstidig Voksen side: 4,3 cm Pediatrisk side: 3,4 cm</p> 	<p>Spesielt designet for de minste pasientene.</p> <p><b>Omtrentlig diameter på bryststykket:</b> Dobbeltstidig Pediatrisk: 3,4 cm / 2,7 cm Nyfødt: 2,8 cm / 1,7 cm</p> 	<p>Ideelt for blodtrykkmålinger og begrensede pasientvurderinger.</p> <p><b>Omtrentlig diameter på bryststykket:</b> Dobbeltstidig 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm</p> 
Akustiske ytelsesnivåer	10+	10	9	8	7	6
Omtrentlig lengde	69cm	69cm	69cm	69cm	71cm	71cm
Omtrentlig vekt	232g	185g	177g	150g	105g/95g	118g
Garantie	2 år	7 år	7 år	5 år	3 år	2 år
Justerbart diafragma	●	●	●	●		●
Opptil 40 ganger volumforsterkning*	●					
Støydemping	●					
Mobiltilkobling	●					
Slinger med doble lumen	●	●	●			
Ytterligere spesialutførelser	●	●	●	●	●	
Åpen klokke som kan snus	●		●	●		
Mykforseglende ørepropper	●	●	●	●	●	●
Dobbeltstidig bryststykket	●		●	●	●	●

\*Ved toppfrekvens sammenliknet med analog plassering  
\*\*Abonnement kan være nødvendig.

© Solventum 2025. Solventum, S-logoen og Littmann, L Littmann-logoen, L, Master Cardiology, Cardiology IV og Classic III er varemerker tilhørende Solventum eller dets tilknyttede selskaper. Andre varemerker tilhører deres respektive eiere. OMG2101326.

Trenger du mer hjelp? Besøk [www.littmann.com/no-no](http://www.littmann.com/no-no)

 solventum