







Stetoskopy Littmann®

Wybierz odpowiedni stetoskop, który pomoże Ci w pracy.

	Stetoskop cyfrowy Littmann® CORE	Stetoskop Littmann® Master Cardiology™	Stetoskop Littmann® Cardiology IV™	Stetoskop Littmann® Classic III™	Stetoskopy Littmann® Classic II Pediatric oraz Infant	Stetoskop Littmann® Lightweight II S.E.
	<p>Funkcja przełączania trybu osłuchiwania z analogowego na cyfrowy.</p> <p>Łączy się z oprogramowaniem Eko za pośrednictwem urządzenia typu smart**, aby rejestrować, przechowywać i udostępniać dane.</p> <p>Przybliżona średnica głowicy Dwustronna Strona do badania dorosłych: 4,3 cm Strona pediatryczna: 3,4 cm</p> 	<p>Najlepsza czułość akustyczna spośród wszystkich stetoskopów mechanicznych Littmann.</p> <p>Przybliżona średnica głowicy Jednostronna: 4,8 cm</p> 	<p>Diagnostuj i podejmuj decyzje z pewnością.</p> <p>Przybliżona średnica głowicy Dwustronna Strona do badania dorosłych: 4,3 cm Strona pediatryczna: 3,4 cm</p> 	<p>Monitoruje i pomaga w diagnostyce pacjentów.</p> <p>Przybliżona średnica głowicy Dwustronna Strona do badania dorosłych: 4,3 cm Strona pediatryczna: 3,4 cm</p> 	<p>Specjalnie zaprojektowany pod kątem najmniejszych pacjentów.</p> <p>Przybliżona średnica głowicy Dwustronna Pediatryczna: 3,4 cm/2,7 cm Niemowlęca: 2,8 cm/1,7 cm</p> 	<p>Idealny do podstawowego badania pacjenta.</p> <p>Przybliżona średnica głowicy Dwustronna 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm</p> 
Poziomy wydajności akustycznej	10+	10	9	8	7	6
Przybliżona długość	69cm	69cm	69cm	69cm	71cm	71cm
Przybliżona waga	232g	185g	177g	150g	105g/95g	118g
Gwarancja	2 lata	7 lata	7 lata	5 lata	3 lata	2 lata
Dwutonowa	●	●	●	●		●
Maksymalnie 40-krotna amplifikacja dźwięku*	●					
Aktywna redukcja szumów	●					
Łączność mobilna	●					
Podwójne światło przewodu	●	●	●			
Dodatkowe wersje specjalne	●	●	●	●	●	
Zmienia się w otwarty lejek	●		●	●		
Miękkie oliwki	●	●	●	●	●	●
Dwustronna głowica	●		●	●	●	●

*Przy częstotliwości szczytowej, w porównaniu z trybem analogowym
**Może być wymagana subskrypcja.

© Solventum 2025. Solventum, logo S oraz Littmann, logo L Littmann, litera L, Master Cardiology, Classic III i Cardiology IV są znakami towarowymi firmy Solventum lub jej podmiotów stowarzyszonych. Inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. OMG2101326.

Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę www.littmann.com/pl-pl

 solventum