







Estetoscópios

Littmann®

Escolha o estetoscópio certo para o ajudar a alcançar o seu melhor.

	Estetoscópio Littmann® CORE Digital	Estetoscópio Littmann® Master Cardiology™	Estetoscópio Littmann® Cardiology IV™	Estetoscópio Littmann® Classic III™	Estetoscópios Littmann® Classic II Pediatric e Infant	Estetoscópio Littmann® Lightweight II S.E.
	<p>Altere entre os modos de audição analógico e amplificado. Ligue-se ao software Eko em um dispositivo inteligente** para capturar, armazenar e partilhar dados.</p> <p>Diâmetro do Auscultador aproximado: Dois Lados Lado Adulto: 4,3 cm Lado Pediátrico: 3,4 cm</p> 	<p>Melhor resposta acústica na gama de estetoscópios mecânicos Littmann.</p> <p>Diâmetro do Auscultador aproximado: Um lado: 4,8 cm</p> 	<p>Diagnostique e tome decisões com confiança.</p> <p>Diâmetro do Auscultador aproximado: Dois Lados Lado Adulto: 4,3 cm Lado Pediátrico: 3,4 cm</p> 	<p>Monitoriza e avalia um grande número de pacientes.</p> <p>Diâmetro do Auscultador aproximado: Dois Lados Lado Adulto: 4,3 cm Lado Pediátrico: 3,4 cm</p> 	<p>Concebido especialmente para pequenos doentes.</p> <p>Diâmetro do Auscultador aproximado: Dois Lados Pediátrico: 3,4 cm / 2,7 cm Pediátrico: 2,8 cm / 1,7 cm</p> 	<p>Ideal para a realização de medições da tensão arterial e avaliações físicas limitadas de pacientes.</p> <p>Diâmetro do Auscultador aproximado: Dois Lados 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm</p> 
Níveis de desempenho acústico	10+	10	9	8	7	6
Comprimento aproximado	69cm	69cm	69cm	69cm	71cm	71cm
Peso aproximado	232g	185g	177g	150g	105g/95g	118g
Garantia	2 anos	7 anos	7 anos	5 anos	3 anos	2 anos
Diafragma sintonizável	●	●	●	●		●
Amplificação de até 40x*	●					
Cancelamento de ruído	●					
Conectividade móvel	●					
Tubo com lúmen duplo	●	●	●			
Acabamentos especiais adicionais	●	●	●	●	●	
Câmpula aberta convertível	●		●	●		
Olivas auriculares de vedação suave	●	●	●	●	●	●
Auscultador dois lados	●		●	●	●	●

* Em pico de frequência, vs. modo analógico.
** Pode ser necessária uma subscrição.

© Solventum 2025. Solventum, o logotipo S e Littmann, o logotipo L Littmann, o L, Master Cardiology, Cardiology IV e Classic III são marcas registradas da Solventum ou de suas afiliadas. Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. OMG2101326.