



FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : Septembre 2025

Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiologie IV™

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise :

Nom :	Solventum France	
Adresse :	1 Parvis de l'innovation 95006 Cergy	Tél : 08 00 47 83 47 e-mail : kcifrserviceclient@solventum.com

2. Informations sur le dispositif ou l'équipement

Dénomination commune :	Stéthoscope 3M™ Littmann®	
Dénomination commerciale :	Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiologie IV™	
Code Nomenclature :	NA	
Code CLADIMED :	K50BE01	
Code LPPR si applicable :	NA	
Classe du DM :	Classe I	
Directive de l'UE applicable :	MDR 2017/745	
N° Organisme notifié :	NA	
Première mise sur le marché dans l'UE :	2015	
Fabricant :	3M Health Care USA	
Descriptif du dispositif :	LE PAVILLON : Acier inoxydable Double pavillon Diamètre : 43 et 33 mm Membrane double fréquence en époxy / fibre de verre sur les deux pavillons Bagues anti-froid en PVC 1 bague anti-froid pour petit pavillon fournie LA LYRE : Alliage très léger (type aérospace)	

	LA TUBULURE : Longueur totale : 69 cm Polychlorure de vinyle Double conduit interne intégré dans la tubulure LES EMBOUTS AURICULAIRES : Etanches et clipsés Silicone ; hypoallergéniques Embouts en supplément : 1 paire souple petit format additionnelle fournie LES COULEURS DISPONIBLES * : Plusieurs couleurs et finitions disponibles																		
Références Catalogues :																			
Références :	6152 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, StandardFinish Chestpiece, Black Tube, 27 inch, 6152 6154 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, StandardFinish Chestpiece, Navy Blue Tube, 27 inch, 6154 6184 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, Burgundy Tube, 27 inch, 6184 6155 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, StandardFinish Chestpiece, Hunter Green Tube, 27 inch, 6155 6156 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, StandardFinish Chestpiece, Plum Tube, 27 inch, 6156 6158 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, StandardFinish Chestpiece, Raspberry Tube, 27 inch, 6158 6163 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, BLACK EDITION 6165 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, BLACK / RAINBOW 6168 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, NAVY BLUE / BLACK 6170 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, BURGUNDY / MIRROR 6177 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, BLACK / MIRROR 6179 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, BLACK / CHAMPAGNE 6176 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, Champagne Chestpiece, Champaign Stem, Burgundy Tube, 27 inch, 6176 6190 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, Champagne Chestpiece, Caribbean Blue Tube, 27 inch, 6190 6200 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, BlackFinish Chestpiece, Black Tube, Red Stem and Black Headset, 27 inch, 6200 6201 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, BlackFinish Chestpiece, Black Tube, Blue Stem and Black Headset, 27 inch, 6201 6202 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, High Polish SmokeFinish Chestpiece, Navy Tube, Blue Stem and Black Headset, 27 inch, 6202 6203 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, BlackFinish Chestpiece, Black Tube, Violet Stem and Black Headset, 27 inch, 6203 6204 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, High Polish SmokeFinish Chestpiece, Black Tube, Champagne Stem and Black Headset, 27 inch, 6204 6205 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, RainbowFinish Chestpiece, Plum Tube, Violet Stem and Black Headset, 27 inch, 6205 6232 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, High Polish SmokeFinish Chestpiece, Black Tube, Black Stem and Black Headset, 27 inch, 6232 6234 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, High Polish SmokeFinish Chestpiece, Caribbean Tube, Mirror Stem and Black Headset, 27 inch, 6234 6238 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, High Polish SmokeFinish Chestpiece, Gray Tube, Smoke Stem and Smoke Headset, 27 inch, 6238 6240 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, High Polish RainbowFinish Chestpiece, Black Tube, Smoke Stem and Smoke Headset, 27 inch, 6240 6241 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, High Polish RainbowFinish Chestpiece, Raspberry Tube, Smoke Stem and Smoke Headset, 27 inch, 6241 6242 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, High Polish RainbowFinish Chestpiece, Navy Tube, Black Stem and Black Headset, 27 inch, 6242 6239 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope, High Polish Rainbow Finish Chestpiece, Plum Tube, Violet Stem and Black Headset, 6239 6186C 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, 6186C, Black Matte-finish Chestpiece, Alabaster Tube 6187C 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Diagnostic Stethoscope, 6187C, Stainless-finish Chestpiece, Midnight Blue Tube																		
Conditionnement :	<table><tr><td></td><td>Quantité</td><td>Type</td></tr><tr><td>UCD (Unité de commande)</td><td>1</td><td>Carton</td></tr><tr><td>CDT (Multiple de l'UCD)</td><td>3</td><td>Carton</td></tr><tr><td>QML (Quantité minimal de livraison)</td><td>1</td><td>Carton</td></tr></table>		Quantité	Type	UCD (Unité de commande)	1	Carton	CDT (Multiple de l'UCD)	3	Carton	QML (Quantité minimal de livraison)	1	Carton						
	Quantité	Type																	
UCD (Unité de commande)	1	Carton																	
CDT (Multiple de l'UCD)	3	Carton																	
QML (Quantité minimal de livraison)	1	Carton																	
Caractéristiques :																			
Composition du dispositif et accessoires :																			
Principaux composants ou matériaux :	<table><tr><td>Tête</td><td>➔</td><td>Acier inoxydable</td></tr><tr><td>Membrane DF</td><td>➔</td><td>Epoxy – Fibre de verre</td></tr><tr><td>Bague anti-froid</td><td>➔</td><td>PVC</td></tr><tr><td>Lyre</td><td>➔</td><td>Aluminium anodisé</td></tr><tr><td>Tubulure</td><td>➔</td><td>Polychlorure de vinyle</td></tr><tr><td>Embouts auriculaires</td><td>➔</td><td>Silicone</td></tr></table>	Tête	➔	Acier inoxydable	Membrane DF	➔	Epoxy – Fibre de verre	Bague anti-froid	➔	PVC	Lyre	➔	Aluminium anodisé	Tubulure	➔	Polychlorure de vinyle	Embouts auriculaires	➔	Silicone
Tête	➔	Acier inoxydable																	
Membrane DF	➔	Epoxy – Fibre de verre																	
Bague anti-froid	➔	PVC																	
Lyre	➔	Aluminium anodisé																	
Tubulure	➔	Polychlorure de vinyle																	
Embouts auriculaires	➔	Silicone																	
Substances actives :	Non																		

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :	
Latex ?	Non
Phtalates ?	Non
Origine animale ou biologique ?	Non
Dispositifs et accessoires associés (consommables captifs notamment) :	NA
Domaines et indications (selon nomenclature EuroPharmat) :	
Domaines :	Domaine d'utilisation : Médecine générale et spécialisée, kinésithérapie respiratoire
Indications	Indications : Auscultation cardiaque, pulmonaire, vasculaire, digestive – Adulte et enfant

3. Procédés de stérilisation :	
Procédés de stérilisation (de chaque composant s'il y a lieu) :	NON Mode de stérilisation du dispositif : Non applicable Ne pas soumettre le stéthoscope à un processus de Stérilisation quelconque.

4. Conditions de conservation :	
Conditions normales de conservation et de stockage :	Conditions normales de conservation & stockage
Précautions particulières :	Eviter les températures élevées, le froid, les solvants, les huiles Ne pas immerger le stéthoscope dans un liquide Ne pas le stériliser à la vapeur
Durée de validité du produit :	7 ans

5. Sécurité d'utilisation :	
Sécurité technique :	Le cas échéant, renvoyer à la notice d'utilisation ou notice d'information. Pour les DM implantables : passage possible à l'IRM, radiodétectabilité ? Non applicable

6. Conseils d'utilisation :	
Mode d'emploi :	Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la brochure (s'il y a lieu), en particulier pour l'ancillaire s'il y a lieu. Voir notice en annexe.
Indications (destination marquage CE) :	(destination marquage CE) Auscultation cardiaque et pulmonaire (adultes et enfants)
Précautions d'emploi :	Se rapporter à la notice en annexe (s'il y a lieu) :

	- Nettoyer le stéthoscope après chaque patient avec une lingette imbibée d'alcool isopropylique à 70% ou au savon et à l'eau avec une lingette à usage unique. - Ne pas immerger le stéthoscope - Ne pas le soumettre à un processus de stérilisation quelconque - Eviter de le ranger dans un endroit très chaud
7. Documents annexés au dossier DM :	
Manuel ou notice d'utilisation	Notice d'utilisation

Avertissement : L'utilisation du produit décrit dans ce document suppose que l'utilisateur ait lu et compris la notice d'utilisation relative à ce produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe Solventum, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits fournis par le groupe Solventum sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.