

## 3M™ Fixador de Sonda Nasal


Projetado para oferecer fixação confiável, o 3M Fixador de Sonda Nasal reduz o risco de deslocamento, ao mesmo tempo que, contribui para minimizar os danos à pele, apoiando nas práticas de prevenção de lesões por pressão relacionadas a dispositivos, bem como ao uso de adesivos médicos (MARSI).

### Redução do risco de lesão por pressão

A área não adesiva na base do nariz minimiza o contato entre o dispositivo e a pele do paciente.

### Transparente

Permite visualização e monitoramento da pele sem a necessidade de remoção do dispositivo.



### Resistência extra

Proporcionado pelo dorso de malha de fibra.

### Fácil remoção

Área não adesiva auxilia na remoção do dispositivo.



Indicado para uso em pacientes com pele frágil. Este símbolo indica produtos que fornecem a força de fixação que você precisa, porém minimizando os riscos de danos à pele.

### Fixação confiável

O adesivo inovador fornece fixação confiável na pele do nariz e na sonda nasal em condições seca, mantendo-se com migração mínima mesmo que em condições de umidade e oleosidade, minimizando o risco de extubação acidental.

### Facilidade de uso

O design do liner em 2 peças e as áreas livres de adesivo permitem uma fácil aplicação e remoção do dispositivo com luvas, favorecendo a padronização da técnica.

### Suave para a pele

O adesivo hipoalergênico reduz o risco de dermatite, permite remoção suave minimizando os danos à pele, a dor e o desconforto para o paciente.

### Reduz o risco de lesão por pressão relacionada a dispositivo médico

A área não adesiva minimiza a pressão na base da narina, enquanto a transparência do produto proporciona visualização constante da pele.

# Colaborando para a padronização e segurança dos procedimentos médicos

No ambiente hospitalar a segurança do paciente e necessidade de economia de tempo do profissional demandam produtos adequados que permitam a padronização de maneira prática e eficiente. Utilizar uma fita não indicada tecnicamente na fixação de sondas pode resultar em deslocamento, extubação acidental, lesão relacionada a adesivo médico ou outras complicações, aumentando o tempo de permanência hospitalar e gerando risco ao paciente.



Pensando nisso, a 3M está lançando o 3M Fixador de Sonda Nasal, uma solução que oferece a estabilização necessária do dispositivo, reduz o risco de complicações para o paciente e padroniza a técnica de aplicação otimizando tempo de enfermagem.


A solução de fixação que você escolher para seus pacientes deve minimizar o risco de extubação e deslocamento que impactam na interrupção da terapia nasogástrica.

## Segurança para seu paciente, praticidade para sua equipe.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante Solventum.

Consulte as Instruções de Uso do produto para obter outras informações importantes.

### Informações para pedidos

Produto	Descrição	Catálogo	Tamanho	Dispositivos/Caixa	Caixas/case
	3M Fixador de Sonda Nasal Pequeno	1500NG	4,5 cm x 4,7 cm	50	4
	3M Fixador de Sonda Nasal Grande	1501NG	5,7 cm x 7,3 cm	50	4



**Solventum Medical Surgical**  
Rodovia Anhanguera, Km 110  
Sumaré, SP - Brasil  
0800-7620042  
falecom.br@solventum.com

© Solventum 2024. Solventum, o logotipo S e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M, o logotipo 3M e outras marcas comerciais são marcas comerciais da 3M. Outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

 [solventum.com/pt-br/home/medical](https://solventum.com/pt-br/home/medical)

 [solventummedicalbrasil](https://www.instagram.com/solventummedicalbrasil)

 [Solventum medical](https://www.facebook.com/Solventummedical)