

La puissance de la transition des soins

La thérapie par pression négative qui accompagne les patients du milieu hospitalier vers les soins à domicile

L'évolution de la thérapie par pression négative de l'hôpital au domicile

Les hôpitaux subissent de plus en plus de pressions pour obtenir le congé des patients plus tôt, réduire les coûts et améliorer le nombre de patients traités. Pour les patients qui ont des plaies complexes ou difficiles à cicatriser, ce n'est pas toujours si simple¹.



Des effectifs réduits et une flexibilité des ressources pour prendre en charge la thérapie par pression négative



Application complexe comprenant plusieurs composantes de pansement



Le temps nécessaire pour les changements de pansement fréquents



Des préoccupations au sujet de l'uniformité du traitement dans tout le continuum des soins

La TPN adaptée pour les transitions de vie réelle

Aidez les patients à retrouver la vie avec le pouvoir combiné du Solventum™ V.A.C.® Kit de pansement Peel and Place et de l'Unité de thérapie 125 Prevena Plus^{MC} 3M^{MC}. Ces deux technologies innovantes se combinent pour offrir les avantages de la Thérapie V.A.C.® 3M^{MC} que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance, avec la simplicité et la portabilité nécessaires au-delà du milieu hospitalier.



Unité de thérapie 125 Prevena Plus^{MC} 3M^{MC}

- Une durée de l'unité de thérapie allant jusqu'à 14 jours
- Un réservoir facile à remplacer (150 ml) pour la gestion de l'exsudat
- Un fonctionnement simple à un bouton



Solventum™ V.A.C.® Kit de pansement Peel and Place

- Une durée de port allant jusqu'à sept jours²
- Aucun découpage nécessaire, prêt à appliquer en moins de 2 min³
- Une conception intégrée tout-en-un qui maximise la cohérence des soins

Un pansement tout-en-un qui convient à tous les milieux de soins



Une durée de port allant jusqu'à sept jours² libère du temps précieux pour le personnel et permet une souplesse en matière des ressources tout en maintenant efficacement la TPN.



Parmi le personnel infirmier interrogé, 100 % d'entre eux ont affirmé que le Solventum™ V.A.C.® Pansement Peel and Place est facile à utiliser³.



Un temps d'application moyen de moins de deux minutes permet des changements de pansement 61 % plus rapides⁴.



Peut réduire le nombre de visites du personnel infirmier jusqu'à 67 %⁵.



Dix patients sur dix n'ont signalé aucune douleur lors du retrait⁶.



Regardez la vidéo sur l'application du Solventum™ V.A.C.® Kit de pansement Peel and Place

(disponible en anglais seulement)


Votre parcours pour la TPN flexible pour une transition harmonieuse des patients

Si votre patient est prêt à poursuivre sa guérison en dehors de l'hôpital et qu'une Unité de thérapie ActiV.A.C.^{MC} 3M^{MC} n'est pas disponible, vous disposez maintenant d'options flexibles pour maintenir la continuité des soins.

Qu'il s'agisse d'utiliser l'Unité de thérapie 125 Prevena Plus^{MC} ou de passer directement à une Unité de thérapie ActiV.A.C.^{MC}, nos solutions offrent des traitements cohérents et fiables dans tous les environnements de soins.



Unité de thérapie 125 Prevena Plus^{MC}



Si une TPN de plus longue durée est nécessaire, envisagez la transition à l'Unité de thérapie ActiV.A.C.^{MC}

Lors de la décharge : une Unité de thérapie ActiV.A.C.^{MC} communautaire est-elle disponible ou appropriée?

Non

Oui



Unité de thérapie ActiV.A.C.^{MC}

Renseignements pour commander

Choisissez parmi les unités de thérapie et les kits de pansement ci-dessous pour faciliter la transition des patients d'un établissement de soins à l'autre.

Produit		Code de produit	Description du produit	Quantité
Solventum™ V.A.C.® Kit de pansement Peel and Place		EZ5SML	Petit pansement – 6,1 cm x 8,6 cm Profondeur de la plaie – 2 cm ou moins	5
		EZ5MED	Pansement moyen – 11,1 cm x 16,6 cm Profondeur de la plaie – 4 cm ou moins	5
		EZ5LRG	Grand pansement – 13,6 cm x 24,2 cm Profondeur de la plaie – 6 cm ou moins	5
Unité de thérapie 125 Prevena Plus ^{MC} – 14 jours		PRE4010	Unité de thérapie 125 Prevena Plus – 14 jours, Réservoir Prevena Plus (150 ml), étui de transport et cordon d'alimentation	1
Réservoir Prevena Plus – 150 ml		PRE4095	Réservoir Prevena Plus (150 ml)	5

Bibliographie :

- 1 PORTOU, M. J., A. W. COLLINSWORTH, et S. LOOKESS. « Accelerating patient transitions from hospital to home in the United Kingdom with single-use negative pressure wound therapy: a discharge pathway », *Wounds*, vol. 37, n° 8 (2025), p. 305-313. DOI : 10.25270/wnds/24202.
- 2 SAT-BSER-05-869347 V.A.C. Peel and Place.
- 3 Lors d'un essai d'utilisation simulé auprès de six infirmières utilisatrices, où l'évaluation moyenne d'un Solventum^{MC} V.A.C.® Kit de pansement Peel and Place était de 6,5 sur 7 sur une échelle de Likert en 7 points. SAT-MTF-05-995965, évaluation de marketing portant sur le Solventum^{MC} V.A.C. Pansement Peel and Place, 2023.
- 4 Lors d'un essai d'utilisation simulé comportant 12 membres de personnel infirmier et chirurgiens. Une moyenne de 1 min 48 s était nécessaire pour appliquer le Solventum^{MC} V.A.C.® Kit de pansement Peel and Place, tandis qu'une moyenne de 4 min 40 s était nécessaire pour appliquer la combinaison d'un Pansement en mousse pour thérapie par pression négative 3M traditionnel et d'un champ hybride en acrylique et en silicone (p < 0,01, par test de rang de Wilcoxon). SAT-MTF-05-995965, évaluation de marketing portant sur le Solventum^{MC} V.A.C. Kit de pansement Peel and Place, 2023.
- 5 Selon la durée de port allant jusqu'à sept jours du Solventum^{MC} V.A.C.® Pansement Peel and Place et la recommandation de changer le Pansement Granufoam V.A.C.® 3M tous les deux à trois jours. 510(k) K222859 [V.A.C. Pansement Peel and Place]. SAT-TEST-RPT-05-893424. Système d'essai de la FDA, 2022 [V.A.C. Pansement Peel and Place]. SAT-TEST-RPT-05-794416. Rapport d'essai fonctionnel du système FDA [Système V.A.C./Dermatac/Granufoam], essai de rendement de 72 heures, 2022.
- 6 SAT-DOC-0000052106. 8005. Rapport sur une enquête effectuée auprès de clients après-marché sur un essai de préférence du projet Ganymede, 2021.

Remarque : Il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des renseignements sur la sécurité propres à ces produits et thérapies. Veuillez consulter un clinicien et les directives d'utilisation du produit avant l'utilisation. Ces renseignements sont destinés aux professionnels de la santé.



KCI Medical Canada, inc.
75, rue Courtney Park O., local 4
Mississauga (Ontario)
L5W 0E3

KCI USA, inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, Texas
78249

© 2026, Solventum. Tous droits réservés. Solventum et le logo S sont des marques de commerce de Solventum ou de ses sociétés affiliées. 3M et le logo 3M sont des marques de commerce de 3M. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CA_FR_70-2013-1899-8