

# 3M™ Tegaderm™ Film

## Transparent filmförband



### Produktbeskrivning

Tegaderm Film är en transparent, steril och elastisk polyuretanfilm med ett latexfritt akrylatbaserat häftämne som har låg allergiframkallande potential.

### Användningsområden

Tegaderm Film kan användas för att skydda och täcka sår och insticksställen för katetrar. Som ett sekundärförband bidrar det till en fuktig miljö under sårhäkning och autolytisk debridering. Som ett primärförband kan det användas för att fixera medicinteknisk utrustning som venkatetrar, skydda känslig hud, och täcka första- och andra gradens brännskador. Förbandet är inte en ersättning för suturer eller andra primära sårslutningsmetoder.

### Produktegenskaper

- Genomsläpplig för syre och vattenånga
- Kan sitta kvar i upp till 7 dagar
- Ger en effektiv barriär mot extern kontaminering inklusive vätskor (vattentät), bakterier, virus\* och jästsvampar
- Steril
- Fri från PVC, kolofonium och naturgummilatex
- Hudvänlig
- Lätt att ta bort med stretchteknik
- Kan användas vid dusch eller bad

\*In vitro-tester visar att förbandets transparenta film bildar en barriär mot virus med en diameter på 27 nm eller större, så länge förbandet förblir intakt.

### Beställningsinformation

Art.Nr.	Beskrivning	Storlek	Antal/Förp
1622W	rektangulär	4,4 × 4,4 cm	100 stycken
1623W	rektangulär	6 × 7 cm	100 stycken
1624W	rektangulär	6 × 7 cm	100 stycken
1626W	rektangulär	10 × 12 cm	50 stycken
1627	rektangulär	10 × 25 cm	20 stycken
1628	rektangulär	15 × 20 cm	10 stycken
1629	rektangulär	20 × 30 cm	10 stycken
1630W	oval	10 × 11,5 cm	50 stycken

Solventum  
Solventum Medical Surgical  
Gustav III:s Boulevard 34  
169 73 Solna  
Sverige  
041-135 44 61

©Solventum 2025. Solventum och S-logotypen är varumärken som tillhör Solventum eller dess dotterbolag. 3M och 3M-logotypen är varumärken som tillhör 3M. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Alla rättigheter förbehållna