

3M™ Fixador de Tubos e Sondas

Este dispositivo durável e fácil de usar foi projetado para fixar tubos e sondas não críticos feitos de silicone, PVC e látex revestido de silicone. Ele está disponível em dois tamanhos para prender dispositivos que variam de 6 a 24 Fr. É suave para a pele e foi projetado para apoiar as práticas clínicas de prevenção de úlceras por pressão e lesões de pele relacionadas ao uso de adesivos médicos (MARSI).


Ele pode ser usado para fixar tubos, sondas, drenos e extensões ou alargadores não críticos de vias venosas, com ou sem outra fixação primária, como suturas, balões ou curativos, de acordo com o protocolo institucional.

Especialmente projetado

Desenhado para afastar o tubo da pele e reduzir a variabilidade da aplicação.

Dispositivo estéril

Embalado individualmente.



Camada reforçada de tecido macio

Oferece mais resistência e flexibilidade.

Dois tamanhos

Dispositivo pequeno para tubos, drenos e sondas de 6 a 12 Fr e dispositivo grande para tubos, drenos e sondas de 12 a 24 Fr.



Desempenho na pele: A pena indica produtos que fornecem a força de fixação de que você precisa, minimizando os danos à pele.

Fixação confiável

O adesivo especialmente projetado mantém os tubos, cateteres e drenos no lugar por até 4 dias.¹

Fácil de usar

Fácil de aplicar e remover de forma limpa em uma única peça; permite a padronização da técnica.

Seguro para a pele

O adesivo de silicone não é sensibilizante e tem baixo potencial de causar dermatite. Minimiza o risco de danos à pele e dor na remoção.¹

Projetado para ajudar a reduzir o risco de lesões por pressão

Não possui componentes rígidos que possam causar pressão. O formato especial minimiza o contato da pele com o dispositivo médico.

Diversos fatores devem ser considerados ao selecionar fixadores de tubos, cateteres ou drenos, incluindo a viabilidade e a facilidade de padronizar seu uso, a capacidade de fixação e segurança, o cuidado e a proteção da pele e a facilidade de uso pela equipe clínica. O dispositivo de fixação que você escolher deve manter tubos, cateteres, drenos e extensores de linha venosa no lugar, minimizando o risco de migração e danos à pele do paciente.



Sondas urinárias



Dreno cirúrgico



Fixação secundária de cateteres

Confie na ciência e no design dos Fixadores de Tubos e Sondas 3M™ para fixar os tubos, cateteres e drenos de seus pacientes.

Para fazer um pedido, entre em contato com seu representante de vendas da Solventum. Visite www.solventum.com/pt-br/home/ para obter mais informações

Consulte as Instruções de Uso do produto para obter informações mais importantes.

Informações para pedidos

Produto	Nome	Código	Tamanho	Tamanho da sonda ou dreno	Unidades/caixa	Caixas/pacote
	3M™ Dispositivo de Fixação de Tubos, grande	1501U	5,5 cm x 9,0 cm	12-24 Fr	25	4
	3M™ Dispositivo de Fixação de Tubos, pequeno	1500U	4,3 cm x 6,1 cm	6-12 Fr	25	4



Solventum Medical Surgical
0800-7620042
falecom.br@solventum.com
www.solventum.com/pt-br/home/

© Solventum 2024. Solventum e o logotipo S são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M e o logotipo 3M são marcas comerciais da 3M. As demais marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.