

ビクトリー シリーズ™ ミニチューブ


APC™ Flash-Free 接着材つきアプライアンスシステム



唾液の干渉を避け、短時間で圧着したい方に

余剰接着材除去の必要がないため、短時間でボンディング可能です。操作性の良さを是非お試しください。

チューブの近遠心長が短く、
ベース面は臼歯の近心隅角部まで
延長



コンパクトなサイズ

APC™ Flash-Free
Adhesive Coated Appliance System

独自のテクノロジーにより、
ベースに液状の接着材を染み込ませた
不織布を貼付

APC™ Flash-Free 接着材つきアプライアンスシステムが貢献します

POINT. 1

余剰接着材の除去が不要のため
ボンディングの時間短縮が可能

ブラケットのボンディング時間で測定



※1. "According to... early users, APC Flash-Free Adhesive has shown a 40% reduction in bonding time..." S10659, 03/2013.

POINT. 2

圧接時の歯面とベース間のギャップを
減らし低いブラケット脱落率

ブラケット脱落率調査結果(矯正歯科医42名による評価)

脱落数(37個)

脱落率
1.9%※2
以下

接着ブラケット数
(1997個)

3M Unitek Customer Evaluation Reports, 42 Doctors, N.America/
Australia/Europe, 1997 brackets bonded, 2012-13

※2. 脱落率は、APC™ Flash-Free 接着材つきブラケットにおける調査結果です。

POINT. 3

ディボンディング後の残渣は、
スチールバーで簡単に除去可能



製品特長を動画で分かりやすく解説しています

<http://go.3M.com/4JSN>



ビクトリー シリーズ™ ミニチューブ (APC™ Flash-Free 接着材つき) MBT™ 仕様

	Slot torque Arch	.018 in.		.022 in.	
		L	R	L	R
上 顎	-14°	4066-4071	4066-4082	4066-5071	4066-5082
下 顎	-10°	4066-4033	4066-4044	4066-5033	4066-5044
包装単位		5個/パック			
希望医院価格 (消費税別)		6,490円/パック			

販売名: ビクトリー シリーズ チューブ 認証番号: 219AKBZX00174000

Solventum およびそのロゴ、その製品名等に使用される商標は Solventum 及びその関連会社の商標です。
3M およびそのロゴは 3M およびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。

デンタルソリューション事業部

<http://go.3M.com/orthodontics>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2024. All Rights Reserved.
UTK-300-C(0624)e.

矯正歯科コールセンター

 **0120-296-303**

※受付時間 / 9:00~17:30 月~金 (土日祝を除く)